



# KRUUSE Productos Veterinarios

## - Pequeñas especies



“Aportamos soluciones innovadoras  
que mejoran la salud animal  
previniendo y reduciendo el sufrimiento”



● Consulta y examen

---

● Cuidado de heridas

---

● Inyección

---

● Urología

---

● Infusión y transfusión

---

● Anestesia

---

● Guantes

---

● Cirugía

---

● Suturas

---

● Cuidado postoperatorio

---

● Dental

---

● Rehabilitación

---

● Equipo clínico

---

● Aseo y cuidado

---



KRUUSE Consulta  
y examen



Examinación

---

Manejo de tabletas

---

Termómetros

---

Bozales

---



## BUSTER Bolsa de examen veterinario

Un producto todo en uno que satisface las necesidades combinadas del paciente, el personal veterinario y los propietarios.

- Nailon fuerte transparente a los rayos X
- Las aberturas permiten la administración de vacunas o exámenes
- Lavable a mano




Cat. No	Color	Tamaño	Paquete
279800	● Rojo	0-2 kg / 0-4 lb	1/pza
279801	● Azul oscuro	2-4 kg / 4-8 lb	1/pza
279802	● Verde	4-6 kg / 8-12 lb	1/pza
279803	● Azul claro	6-8 kg / 12-16 lb	1/pza

## BUSTER Introdutor de pastillas

La forma rápida y sencilla de administrar cápsulas y comprimidos a perros y gatos.

- Barril transparente para visibilidad
- Anillos de dedo para un fácil control
- Fácil de limpiar y apto para lavavajillas



Cat. No	Tipo	Paquete
273093	Punta suave, caja dispensadora	10/pzas

## KRUUSE Termómetros digitales premium


- Batería reemplazable
- Medición rápida y precisa
- LCD digital grande y fácil de leer



Cat. No	Tipo	Longitud	Medición	Paquete
291128	Punta flexible	12.7 cm / 5"	~ 10 segundos	1/pza
291129	Punta fija	12.7 cm / 5"	~ 10 segundos	1/pza

## KRUUSE Cubiertas para termómetros

- Se adapta a muchos termómetros digitales estándar
- Fácil manejo y protección del termómetro




Cat. No	Tipo	Paquete
299020	Película de papel y plástico, sin látex	1,000/pzas



## Elegir el tamaño correcto

Use las pautas de la raza a menos que el paciente tenga sobrepeso o peso insuficiente. Si es necesario medir, o si el animal está entre tallas, utilice las siguientes pautas:

- Use una cinta métrica suave, mida la longitud del hocico del perro desde el final de la nariz hasta el punto donde el hocico comienza a inclinarse hacia arriba hasta los ojos, como se muestra en el dibujo.
- Luego, mida alrededor de la parte más ancha del hocico del perro con la boca cerrada



Circunferencia

## BUSTER Bozal de plástico para perros

Bozal de plástico especial resistente con refuerzo nasal para mayor protección.

- Correa preagujereada
- Correas para el cuello de cuero genuino con hebilla de metal



Cat. No	Talla	Adecuado para	A	B	C	Paquete
272300	1	Chihuahua, Japanese Chin, Maltés	5.1 cm / 2"	17.8 cm / 7"	35.6 cm / 14"	1/pza
272301	2	Papillion, Yorkshire Terrier, Bichon Frisé	5.6 cm / 2.2"	17.8 cm / 7"	39.1 cm / 15.4"	1/pza
272302	3	Perro salchicha estándar	6.1 cm / 2.4"	23.9 cm / 9.4"	40.9 cm / 16.1"	1/pza
272303	4	Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier Spaniel, Jack Russell Terrier	6.6 cm / 2.6"	26.9 cm / 10.6"	43.1 cm / 17"	1/pza
272304	5	Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier	7.2 cm / 2.8"	30 cm / 11.8"	46.5 cm / 18.3"	1/pza
272305	6	Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Poodle, Terrier galés	7.6 cm / 3"	32 cm / 12.6"	52.1 cm / 20.5"	1/pza
272306	7	Dálmata, Elkhound, Pastor Alemán, Pointer, Springer Spaniel	8.1 cm / 3.2"	37.1 cm / 14.6"	53.3 cm / 21"	1/pza
272307	8	Setter inglés, Retriever de pelo liso, Foxhound, Golden Retriever	7.8 cm / 3.1"	39.9 cm / 15.7"	56.9 cm / 22.4"	1/pza
272308	9	Gordon Setter, Pastor Alemán, Viejo Pastor Inglés, Braco de Weimar	8.6 cm / 3.4"	42 cm / 16.5"	57.9 cm / 22.8"	1/pza
272309	10	Irish Wolfhound, Afghan Hound, Bouvier	9.9 cm / 3.9"	48 cm / 18.9"	63 cm / 24.8"	1/pza
272299	Tallas 1-10 + talla 4 y 5 para razas braquicéfalas					12/pza

## BUSTER Extreme bozal para perros

Bozal seguro con adición estratégica de puntales en el área frontal de la nariz para eliminar todas las posibilidades de morder.

El ajuste continuo del cuello y el diseño conveniente permiten comer, beber y jadear.



Cat. No	Talla	Adecuado para	A	B	C	Paquete
272351	1	Bischo Frise, Dachshund, Pinscher miniatura, Chihuahua grande, Jack Russell	5.3 cm / 2.1"	21.3 cm / 8.4"	38.9 cm / 15.3"	1/pza
272352	2	Border Terrier, Jack Russell, Cocker Spaniel, Beagle pequeño, Poodle miniatura, Sheltie	6.3 cm / 2.5"	26.9 cm / 10.6"	43.9 cm / 17.3"	1/pza
272353	3	Border Collie, Beagle grande, Corgi, Vizsla, Poodle estándar	6.8 cm / 2.7"	30 cm / 11.8"	51.8 cm / 20.4"	1/pza
272354	4	Springer Spaniel, Dálmata, Pointer, Pitbull pequeño, Pastor ganadero	7.9 cm / 3.1"	33.8 cm / 13.3"	57.9 cm / 22.8"	1/pza
272355	5	Labrador, Golden Retriever, Dóberman, Pastor Alemán, Galgo, Weimaraner, Husky, Pitbull Grande, Bóxer	9.1 cm / 3.6"	38.9 cm / 15.3"	59.9 cm / 23.6"	1/pza
272356	6	Gran Danés, Mastín, Terranova, Rottweiler, Schnauzer Gigante, Pitbull Extragrande, Pastor Alemán Grande	10.4 cm / 4.1"	43 cm / 16.9"	70.9 cm / 27.9"	1/pza



## BUSTER Bozal de nylon para razas braquicéfalas

Bozal en material de nailon transparente a los rayos X que cubre los ojos para un efecto restrictivo suave.

- Lavable a máquina a 30 °C
- Cierre de velcro
- Permite tratamientos orales y de sonda

Cat. No	Color	Talla	Paquete
279460	● Rojo	CH	1/pza
279461	● Verde	G	1/pza



## BUSTER Vet Nylon bozal para gatos

Bozal fabricado en material de nylon transparente a los rayos X que cubre los ojos para promover un efecto calmante.

- Lavable a máquina a 30 °C
- Cierre de velcro
- Permite tratamientos orales y de sonda

Cat. No	Color	Talla	Paquete
279462	● Rojo	CH	1/pza
279463	● Azul	M	1/pza
279464	● Verde	G	1/pza

## BUSTER Nylon bozal para gatos

Bozal fabricado en material de polipropileno resistente pero cómodo.

- Lavable a máquina a 30 °C
- La práctica abrazadera facilita la colocación del bozal

Cat. No	Talla	Paquete
279390	Talla única	1/pza

## BUSTER Easy-ID bozal nylon para perro

Línea de bozales de nailon ligero de alta calidad.

- Resistente al agua
- Codificado por colores para un fácil reconocimiento
- Correas ajustables con hebilla a presión de fácil liberación
- Costuras reforzadas para garantizar un uso prolongado
- Diseño cómodo con acolchado adicional alrededor de la nariz



### Elegir el bozal adecuado para tu perro

- Use una cuerda para medir alrededor de la nariz del perro en la posición que se muestra
- Coloque su dedo índice debajo de la cuerda para asegurar suficiente espacio para que el perro esté cómodo. No apriete la cuerda; debe poder moverse libremente alrededor de la nariz del perro
- Coloque la cuerda a lo largo de una regla para obtener la medida de longitud adecuada y luego seleccione la boca adecuada. El bozal debe estar un poco flojo en lugar de demasiado apretado.

Cat. No	Color	Talla	Adecuado para	Circunferencia del hocico	Paquete
279465	● Azul claro	XXS	Chihuahua	9 cm / 3.5"	1/pza
279466	● Rojo	XS	Toy Poodle	11.5 cm / 4.5"	1/pza
279467	● Púrpura	S	Dachshound	13 cm / 5.1"	1/pza
279468	● Verde limón	M	Cocker Spaniel	15 cm / 6"	1/pza
279469	● Amarillo	L	Bull Terrier	16.5 cm / 6.5"	1/pza
279470	● Turquesa	XL	Doberman	20 cm / 8"	1/pza
279471	● Gris	XXL	Pastor Alemán	25 cm / 10"	1/pza
279472	● Naranja	XXXL	Labrador Retriever	28 cm / 11"	1/pza
279473	● Verde	XXXXL	Gran Danés	30 cm / 12"	1/pza
279475	● Marrón	XXXXXL	Razas Gigantes	35 cm / 14"	1/pza
279477	Surtido	XXS-XXXXXL	Todos	-	10/pzas
279487	Surtido	S-XXL	Todos	-	5/pzas



KRUUSE Cuidado  
de heridas



Apósitos de capa primaria

---

Apósitos de capa secundaria

---

Vendajes

---

Inmovilización

---

Vendajes flexibles

---



*"Mi primera opción para el cuidado húmedo de heridas es KRUUSE Manuka Honey"*

Dr. Luis H. Tello  
MV MS DVM CCOS,  
Tigard Animal Hospital,  
Oregon, USA



## La magia de Manuka

La miel de Manuka contiene metil glioxal (MGO), que es único ya que continúa funcionando como antibacteriano incluso después de que se agota el peróxido de hidrógeno. Las heridas limpias son esenciales para una cicatrización más rápida de las heridas.

### El poder curativo de la miel

Las características de KRUUSE Manuka Honey favorecen el desbridamiento autolítico y mejoran la curación húmeda de heridas de muchas maneras.

### Ambiente ácido perfecto

El pH de la miel (3.6-3.7) crea el ambiente ácido deseado que se ha demostrado que disminuye el crecimiento bacteriano, aumenta la actividad de los fibroblastos y aumenta la liberación de oxígeno, todo lo cual promueve la cicatrización de heridas.

### Alta osmolaridad

El aumento de la osmolaridad extrae líquido y linfa de los tejidos subyacentes, proporcionando alimento a la herida en proceso de curación.

### Efecto glucosa oxidasa

La glucosa oxidasa produce peróxido de hidrógeno y ácido glucónico, que proporciona las principales cualidades antibacterianas de la miel. Los niveles bajos y bien tolerados de peróxido de hidrógeno promueven la angiogénesis y la actividad de los fibroblastos, mejorando el suministro de oxígeno al tejido.

### ¡Mira este sello!

El sello MGO 300+ en nuestros productos Manuka es su garantía para una actividad muy alta de MGO y miel de grado médico.

Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
165010	Gel	Si	15 g / 0.5 oz	10/pzas
165011	Gel	Si	50 g / 1.8 oz	6/pzas

## KRUUSE Manuka Honey ND vendaje no adherente

- Para heridas con poco exudado o en combinación con KRUUSE Manuka G
- Miel impregnada en gasa de acetato



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
165000	Vendaje no adherente	Si	5 x 5 cm / 2 x 2"	10/pzas
165001	Vendaje no adherente	Si	10 x 12.5 cm / 3.9 x 4.9"	10/pzas
165002	Vendaje no adherente	Si	10 x 100 cm / 3.9 x 39.4"	1 rollo

## KRUUSE Manuka Honey AD vendaje absorbente

- Para heridas con exudado de moderado a denso
- Miel impregnada en una almohadilla de polímeros súper absorbentes



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
165005	Apósito absorbente	Si	5 x 5 cm / 2 x 2"	10/pzas
165006	Apósito absorbente	Si	10 x 12.5 cm / 3.9 x 4.9"	10/pzas
165007	Apósito absorbente	Si	10 x 100 cm / 3.9 x 39.4"	1 rollo

## KRUUSE HydroGel

Un hidrogel transparente amorfo que contiene un polímero de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Se añade polihexanida al 0,04 %.

### Funciones clave:

- Parte de la preparación de heridas
- Proporciona un entorno húmedo para la cicatrización de heridas
- Promueve el desbridamiento natural a través de la autólisis
- Afloja y absorbe esfacelo y exudado
- No moquea
- Contiene 0,04 % de polihexanida (PHMB) como conservante



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
165020	Gel	Si	15 g / 0.5 oz	10/pzas



## KRUUSE Lite-Absorb

Apósito absorbente con propiedades de absorción ligera para uso en heridas con exudación leve.

### Aplicación

Úselo como apósito de capa primaria para cubrir heridas y absorber el exudado de la herida o como capa secundaria para tratar una variedad de condiciones de la herida.

Fije fácilmente el apósito con una venda de gasa o cinta adhesiva. Ideal para usar con KRUUSE HydroGel o KRUUSE Manuka Honey que contribuyen a mantener la herida húmeda.

### Curación mejorada

El apósito está hecho de viscosa y poliéster y tiene una película de PE (polietileno) perforada en ambos lados que reduce el riesgo de adherencia al lecho de la herida. Las capas estrechamente tejidas aseguran la eliminación del vendaje en una sola pieza, sin dejar pelusa en la herida.

### Más comodidad

La capa interior acolchada protege la herida, y la película de PE no adherente garantiza una disminución del dolor durante el cambio y la retirada del apósito.

Película de PE no adherente

Viscosa absorbente y poliéster

Película de PE no adherente



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
160315	Apósito absorbente ligero	Si	5 x 5 cm / 2 x 2"	25/pzas
160316	Apósito absorbente ligero	Si	10 x 10 cm / 3.9 x 3.9"	25/pzas
160317	Apósito absorbente ligero	Si	10 x 20 cm / 3.9 x 7.9"	25/pzas



## KRUUSE Super-Absorb

Apósito absorbente con propiedades de alta absorbencia para heridas con exudación moderada a severa. La excelente capacidad absorbente reduce el número de cambios de vendaje y asegura una mejor cicatrización de heridas.

### Solicitud

El apósito funciona perfectamente como apósito primario o secundario para tratar heridas de diferentes tamaños, formas y cantidades de exudado. KRUUSE Super-Absorb contiene y encapsula eficazmente el exudado y los desechos celulares y, por lo tanto, evita que los microorganismos contaminen la herida. Fije fácilmente el apósito con cinta adhesiva o un vendaje. Si la herida está muy infectada, se recomienda combinar el apósito con un tratamiento antibiótico o antibacteriano sistémico y/o tópico.

### Curación mejorada

Las 3 capas del apósito contribuyen a mejorar la cicatrización sin provocar maceraciones. El vendaje protege la herida y absorbe el exudado de la herida en un ambiente húmedo que promueve la cicatrización.

### Más comodidad

Debido a la alta capacidad de absorción y retención de líquidos, el vendaje puede permanecer durante días.


El vendaje no se pegará a la herida, lo que minimiza el dolor cuando se retira o se cambia.

Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
160319	Apósito súper absorbente	Si	10 x 10 cm / 3.9 x 3.9"	10/pzas
160320	Apósito súper absorbente	Si	10 x 20 cm / 3.9 x 7.9"	10/pzas
160321	Apósito súper absorbente	Si	20 x 20 cm / 7.9 x 7.9"	10/pzas
160322	Apósito súper absorbente	Si	20 x 30 cm / 7.9 x 11.8"	10/pzas



## BUSTER Otohematoma

Almohadilla de compresión para el tratamiento del otohematoma. La almohadilla proporciona compresión y proporciona una buena ventilación. La almohadilla BUSTER Otohematoma ayuda a volver a unir la piel mediante suturas y compresión.



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
161640	Almohadilla	Si	12 x 8 cm / 4.7 x 3.1"	10/pzas

## BUSTER Venda elástica tubular

Este vendaje es muy fácil de cambiar y proporciona flujo de aire para ayudar a la curación. Ajuste personalizado para áreas difíciles de vendar (por ejemplo, en las extremidades). No se necesita cinta para asegurar el vendaje. Proporciona una presión firme pero cómoda y no se deshace cuando se recorta o rasga.

- La alta elasticidad y la excelente memoria del material permiten una buena fijación de los vendajes
- Muy suave y cómodo para el paciente
- Muy fácil de aplicar
- No se deshace
- Muy buen cumplimiento por parte del propietario



Cat. No	Estéril	Tamaño	Paquete
160480	No	1.3 cm x 6.5 m / 0.5" x 21.3 ft	1/pza
160481	No	2.5 cm x 6.5 m / 1.0" x 21.3 ft	1/pza
160482	No	3.8 cm x 6.5 m / 1.5" x 21.3 ft	1/pza
160483	No	5 cm x 6.5 m / 2" x 21.3 ft	1/pza
160484	No	7.5 cm x 6.5 m / 3" x 21.3 ft	1/pza
160485	No	8.8 cm x 6.5 m / 3.5" x 21.3 ft	1/pza




## BUSTER Quicksplint

Férula tarsal de plástico transparente para perros y gatos. Especialmente diseñado para un ajuste fácil y preciso. La férula sostiene la pierna desde el lado lateral o medial cuando se mantiene unida con un vendaje adhesivo suave.

Las dos partes de la férula están perforadas para acomodar el drenaje y la ventilación.

Recomendado para una variedad de condiciones que incluyen fracturas, traumatismos de tejidos blandos, atención posquirúrgica, primeros auxilios, etc.



Cat. No	Tipo	Talla	A Ancho sup.	B Altura superior	C Longitud	D Ancho inferior	E Altura inferior	Paquete
272287	Pata delantera	CH	3.1 cm / 1.2"	1.3 cm / 0.5"	30.2 cm / 11.9"	9.8 cm / 3.9"	3.5 cm / 1.4"	1 par
272288	Pata delantera	M	4.4 cm / 1.7"	1.3 cm / 0.5"	40.8 cm / 16.1"	13.3 cm / 5.2"	3.5 cm / 1.4"	1 par
272289	Pata delantera	G	5.6 cm / 2.2"	1.9 cm / 0.7"	50.4 cm / 19.8"	16.4 cm / 6.5"	4.9 cm / 1.9"	1 par
272290	Pata trasera	CH	3.1 cm / 1.2"	0.8 cm / 0.3"	22.8 cm / 9"	8.0 cm / 3.1"	1.5 cm / 0.6"	1 par
272291	Pata trasera	M	4.1 cm / 1.6"	1.1 cm / 0.4"	30.2 cm / 11.9"	10.6 cm / 4.2"	2.0 cm / 0.8"	1 par
272292	Pata trasera	G	5 cm / 2"	1.8 cm / 0.7"	41.1 cm / 16.2"	12.5 cm / 4.9"	2.7 cm / 1.1"	1 par




## BUSTER Férula plástica para pierna

Férula de pierna desechable radiotransparente en plástico verde con relleno de espuma. Se puede contornear en el extremo distal aplicando calor moderado.


Cat. No	Talla	Ancho superior	Altura superior	Longitud	Ancho inferior	Paquete
272260	CH	20.1 cm / 7.9"	2.5 cm / 1"	4.7 cm / 1.9"	0.7 cm / 0.3"	1/pza
272270	G	30.5 cm / 12"	3.9 cm / 1.5"	7.2 cm / 2.8"	1 cm / 0.4"	1/pza
272280	M	40.5 cm / 15.9"	5.1 cm / 2"	9.5 cm / 3.7"	1.4 cm / 0.6"	1/pza

## BUSTER Férula de aluminio para pierna

Férula con acolchado de espuma.  
La férula es flexible y se puede doblar  
y cortar al tamaño y forma correctos.



Cat. No	Longitud	Ancho	Altura	Paquete
272210	500 mm / 19.7"	15 mm / 0.6"	2 mm / 0.1"	1/pza
272220	500 mm / 19.7"	20 mm / 0.8"	2 mm / 0.1"	1/pza
272230	850 mm / 33.5"	30 mm / 1.2"	2 mm / 0.1"	1/pza
272240	1200 mm / 47.2"	40 mm / 1.6"	2 mm / 0.1"	1/pza



Rojo + ! = Deja de masticar  
 ! = Deja de masticar  
 ♥ = We Care



## KRUUSE Chew-Stop

### Evitar lamer o morder

¡Nuestros vendajes Vet-Flex más vendidos están disponibles con un elemento disuasorio para lamer y masticar. Impregnado con un ingrediente amargo no tóxico.

- Lamer una herida aumenta el riesgo de infección y daños en los tejidos o las suturas, lo que puede prolongar la cicatrización.
- Puede usar el BUSTER Bootie para protección adicional contra heridas encima del vendaje KRUUSE Chew-Stop

Cat. No	Color	Tamaño	Paquete
160675	● Rojo	5 cm x 4.5 m / 2" x 14.8 ft	10/pzas
160676	● Rojo	7.5 cm x 4.5 m / 3" x 14.8 ft	10/pzas
160677	● Rojo	10 cm x 4.5 m / 3.9" x 14.8 ft	10/pzas

## KRUUSE Fun-Flex Care

Vendajes de alta calidad.

Envíe a sus pacientes a casa con un mensaje cariñoso.

Deséeles buena suerte, díales que son una estrella o encuentre sus propios mensajes especiales en la gama Fun-Flex Care.

Cat. No	Color	Tamaño	Paquete
164020	Surtido	5 cm x 4.5 m / 2" x 14.8 ft	10/pzas
164022	Surtido	7.5 cm x 4.5 m / 3" x 14.8 ft	10/pzas
164023	Surtido	10 cm x 4.5 m / 3.9" x 14.8 ft	10/pzas



KRUUSE Inyección



Agujas

---

Jeringas

---

Accesorios


---



## KRUUSE Jeringas desechables con aguja fija

Jeringas de 3 componentes con aguja fija de fácil uso, con adaptador Luer slip o Luer Lock.

- Esterilizado mediante el uso de óxido de etileno
- Aguja facetada extra afilada
- Centro de aguja de plástico semitransparente para la observación del reflujo sanguíneo
- Empaquetado con película de papel
- Graduación extendida para valor agregado



### Adaptador luer-slip

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Tamaño de la aguja	Tamaño de la jeringa	Graduación	Paquete
112416	Insulin, centric	Si	○ Blanco	0.33 x 12 mm / 29G x 1/2"	0.5 ml	-	100/pzas
112417	Insulin, centric	Si	○ Blanco	0.33 x 12 mm / 29G x 1/2"	1 ml	-	100/pzas
112418	TBC, centric	Si	● Naranja	0.5 x 16 mm / 25G x 3/8"	1 ml	-	100/pzas
112419	Centric	Si	● Naranja	0.5 x 16 mm / 25G x 3/8"	1 ml	-	100/pzas
112420	Centric	Si	● Café	0.45 x 40 mm / 26G x 1 1/2"	1 ml	-	100/pzas
112438	Centric	Si	● Verde	0.8 x 12 mm / 21G x 1/2"	2 ml	-	100/pzas
112421	Centric	Si	● Azul	0.6 x 25 mm / 23G x 1"	2 ml	-	100/pzas
112422	Centric	Si	● Gris	0.7 x 32 mm / 22G x 1 1/4"	2 ml	3 ml	100/pzas
112423	Centric	Si	● Verde	0.8 x 40 mm / 21G x 1 1/2"	2 ml	3 ml	100/pzas
112448	Centric	Si	● Verde	0.8 x 16 mm / 21G x 3/8"	2 ml	3 ml	100/pzas
112424	Centric	Si	● Gris	0.7 x 32 mm / 22G x 1 1/4"	5 ml	6 ml	100/pzas
112425	Centric	Si	● Verde	0.8 x 40 mm / 21G x 1 1/2"	5 ml	6 ml	100/pzas
112426	Eccentric	Si	● Verde	0.8 x 40 mm / 21G x 1 1/2"	10 ml	12 ml	100/pzas
112427	Eccentric	Si	● Amarillo	0.9 x 40 mm / 20G x 1 1/2"	10 ml	12 ml	100/pzas
112429	Eccentric	Si	● Rosa	1.25 x 40 mm / 18G x 1 1/2"	20 ml	24 ml	100/pzas

### Luer Lock adapter

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Tamaño de la aguja	Tamaño de la jeringa	Graduación	Paquete
112439	Céntrica	Si	● Naranja	0.5 x 16 mm / 25G x 3/8"	1 ml	-	100/pzas
112440	Céntrica	Si	● Gris	0.7 x 30 mm / 22G x 1 1/4"	2 ml	-	100/pzas
112441	Céntrica	Si	● Verde	0.8 x 40 mm / 21G x 1 1/2"	2 ml	3 ml	100/pzas
112447	Céntrica	Si	● Rosa	1.2 x 40 mm / 18G x 1 1/2"	5 ml	6 ml	100/pzas

## KRUUSE Tapas de cierre para jeringas




Cat. No	Estéril	Paquete
112395	No	100/pzas

## KRUUSE Tapón luer lock

Coloque y asegure la tapa en el catéter intravenoso o cualquier otro producto que deba cerrarse con una tapa Luer Lock. Las tapas son individuales. Envasado en blísteres para garantizar la esterilidad.



Cat. No	Estéril	Paquete
230677	Si	200/pzas





KRUUSE Urología

Catéteres para perro

---

Catéteres para gato

---


Urinario

---


Accesorios

---

Puerto de globo con identificación de tamaño codificada por colores




## Instrucciones de uso



### PASO 1

- Inserte el catéter a través de la uretra hasta la vejiga




### PASO 2

- Retire suavemente el alambre de acero



### PASO 3

- Llenar el globo con 3 cc (ml) / 3-5 cc (ml) solución salina isotónica



### PASO 4

- Conecte una bolsa de orina BUSTER (Cat. No 273856) para recolectar y controlar el flujo de orina


## BUSTER Catéter Foley de silicona

Catéter de 2 vías en 100% silicona con balón de retención de 3cc (ml) / 3-5 cc (ml) y estilete.

El catéter tiene una punta redondeada y orificios laterales atraumáticos. Es muy biocompatible y, por lo tanto, adecuado para una colocación más prolongada en la uretra/vejiga (hasta 7 días).

- Tapa codificada por colores para reconocer fácilmente el tamaño
- Alambre de acero fácil de quitar
- Adecuado para la colocación a largo plazo
- Catéter de silicona con alta biocompatibilidad

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Cantidad cc (ml) en balón de retención	Tamaño	Paquete
273860	Agujeros laterales c/alambre	Si	Verde	3 cc (ml)	2 mm x 30 cm / 6 Fr x 12"	5/pzas
273861	Agujeros laterales c/alambre	Si	Verde	3 cc (ml)	2 mm x 55 cm / 6 Fr x 22"	5/pzas
273862	Agujeros laterales c/alambre	Si	Azul	3-5 cc (ml)	2.7 mm x 30 cm / 8 Fr x 12"	5/pzas
273863	Agujeros laterales c/alambre	Si	Azul	3-5 cc (ml)	2.7 mm x 55 cm / 8 Fr x 22"	5/pzas
273858	Agujeros laterales c/alambre	Si	Azul	3-5 cc (ml)	2.7 mm x 70 cm / 8 Fr x 28"	5/pzas
273864	Agujeros laterales c/alambre	Si	Negro	3-5 cc (ml)	3.3 mm x 30 cm / 10 Fr x 12"	5/pzas
273865	Agujeros laterales c/alambre	Si	Negro	3-5 cc (ml)	3.3 mm x 55 cm / 10 Fr x 22"	5/pzas
273859	Agujeros laterales c/alambre	Si	Negro	3-5 cc (ml)	3.3 mm x 70 cm / 10 Fr x 28"	5/pzas





## BUSTER NC Catéter para perros

### Sin recubrimiento

El catéter para perros BUSTER NC es un catéter suave y biocompatible. Está hecho de PVC de grado médico libre de DEHP (ftalatos). Es menos probable que la sonda blanda cause daños en las membranas mucosas de la uretra y la vejiga en comparación con las sondas más rígidas.

## Cómo utilizar



### PASO 1

- Abre la bolsa



### PASO 2

- Agregar gel



### PASO 3

- El catéter está listo para el cateterismo

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Tamaño	Paquete
273804	Agujeros lat. s./revestimiento	Si	● Gris	1.6 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	5/pzas
273805	Agujeros lat. s./revestimiento	Si	● Verde	2.0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	5/pzas
273806	Agujeros lat. s./revestimiento	Si	● Azul	2.6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	5/pzas
273807	Agujeros lat. s./revestimiento	Si	● Negro	3.3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	5/pzas



## BUSTER Catéter para perros

El popular catéter para perros BUSTER está disponible en 7 tamaños.  
Fabricado en polipropileno.

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Tamaño	Paquete
273405	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	1.3 mm x 50 cm / 4 Fr x 20"	12/pzas
273406	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	1.6 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	12/pzas
273410	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	2.0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	12/pzas
273411	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	2.3 mm x 50 cm / 7 Fr x 20"	12/pzas
273420	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	2.6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	12/pzas
273421	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	3.0 mm x 50 cm / 9 Fr x 20"	12/pzas
273430	Agujeros laterales	Si	○ Blanco	3.3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	12/pzas



Extremo redondeado y orificios laterales atraumáticos



Tubo flexible de polipropileno



Conexión Luer Lock hembra





## BUSTER Catéter de lavado para perro, extremo abierto

Basado en el popular catéter para perros BUSTER, este catéter de extremo abierto es ideal para enjuagar la uretra y aliviar la obstrucción uretral.

### Mejores prácticas

Un catéter de extremo abierto proporciona condiciones óptimas para el lavado de urolitos retrógrados en la vejiga.

### Fácil de usar

El tubo del catéter de polipropileno es rígido y todavía flexible para una fácil introducción y colocación del catéter. El accesorio Luer Lock hembra garantiza una conexión fácil y segura de la jeringa.

### Mayor seguridad del paciente


Este catéter ayuda a prevenir daños innecesarios en los tejidos gracias al orificio del extremo redondeado y atraumático y porque la hidropresión se dirige directamente a la obstrucción, no a la pared de la uretra.

Cat. No	Tipo	Estéril	Color	Tamaño	Paquete
273415	Extremo abierto	Si	○ Blanco	1.3 mm x 50 cm / 4 Fr x 20"	12/pzas
273416	Extremo abierto	Si	○ Blanco	2.0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	12/pzas
273417	Extremo abierto	Si	○ Blanco	2.6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	12/pzas
273418	Extremo abierto	Si	○ Blanco	3.3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	12/pzas

Accesorio Luer Lock hembra para una conexión fácil y segura de la jeringa

Orificio de extremo abierto atraumático y pulido para una dirección de descarga óptima y correcta


Tubo de polipropileno rígido y flexible para una fácil introducción y colocación




## Andrew Jackson, DVM, DACVS afirma:

"Las obstrucciones uretrales en perros machos son comunes en la práctica veterinaria. Estas obstrucciones pueden ser difíciles de aliviar y muchos pacientes son derivados a hospitales de emergencia/especializados aún obstruidos. ¡No tiene que ser así! Con unos pocos pasos precisos pero sencillos, los médicos generales pueden aliviar la mayoría de las obstrucciones uretrales con un mínimo de molestias para el paciente".

Fuente: <https://www.dvm360.com/view/surgery-stat-pinch-and-flush-relieving-urethral-obstructions-male-dogs>





## Características generales BUSTER catéteres para gatos

- Luer Lock
- Asa pequeña en el cubo
- Placa base giratoria con orificios aptos para sutura
- Cuña de metal asegura el desprendimiento no deseado de tubo del cubo

## BUSTER Catéteres para gatos, agujeros laterales

Los catéteres para gatos BUSTER con extremo cerrado y orificios laterales son ideales para la recolección de muestras de orina, el alivio de la retención de orina y el lavado de la vejiga. El catéter está hecho de PE de grado médico libre de DEHP, con buenas propiedades biocompatibles.

- Viene con o sin estilete
- El extremo redondeado ayuda a evitar daños en los tejidos



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
273441	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.0 x 100 mm / 3 Fr x 4"	12/pzas
273451	Agujeros lat. s/estilete	Si	1.0 x 130 mm / 3 Fr x 5½"	12/pzas
273461	Agujeros lat. s/estilete	Si	1.3 x 130 mm / 4 Fr x 5½"	12/pzas
273453	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.0 x 130 mm / 3 Fr x 5½"	12/pzas
273463	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.3 x 130 mm / 4 Fr x 5½"	12/pzas
273457	Agujeros lat. s/estilete	Si	1.3 x 160 mm / 4 Fr x 6½"	12/pzas
273456	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.3 x 160 mm / 4 Fr x 6½"	12/pzas




## BUSTER Easy Slide catéter de gato

Un popular catéter para gatos fabricado con politetrafluoroetileno de PTFE de grado médico sin DEHP (sin ftalatos). El catéter para gatos BUSTER Easy Slide está disponible en dos formas: con el extremo abierto o con orificios laterales, ambos adecuados para el drenaje y/o el lavado de la vejiga.

### Características y beneficios

- Alta biocompatibilidad
- Apto para estancias de medio-largo plazo (0-3 días)
- Rigidez óptima (sin necesidad de estilete), aunque todavía con la suavidad adecuada
- Material del tubo del catéter altamente lubricante que garantiza un fácil cateterismo
- Radiopaco - visible en rayos X
- Tamaño de paquete pequeño

**SUAVE Y LUBRICADO PARA FÁCIL USO Y  
CATETERISMO SIN COMPLICACIONES**



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
273400	Agujeros laterales	Si	1.2 x 110 mm / 3.5 Fr x 4½"	5/pzas
273401	Agujeros laterales	Si	1.2 x 140 mm / 3.5 Fr x 5½"	5/pzas
273436	Final abierto	Si	1.2 x 110 mm / 3.5 Fr x 4½"	5/pzas
273437	Final abierto	Si	1.2 x 140 mm / 3.5 Fr x 5½"	5/pzas
273438	Final abierto	Si	1.2 x 180 mm / 3.5 Fr x 7"	5/pzas

## BUSTER Barium catéter para gatos

- Hecho de poliuretano suave y biocompatible y, por lo tanto, ideal para pacientes hospitalizados
- Adecuado para uso a largo plazo in situ (hasta 7 días)
- Detectable por rayos X, lo que hace que el catéter sea ideal para localizar obstrucciones



Cat. No	Tipo	Estéril	Tamaño	Paquete
273467	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.0 x 130 mm / 3 Fr x 5½"	12/pzas
273468	Agujeros lat. c/estilete	Si	1.3 x 130 mm / 4 Fr x 5½"	12/pzas



## BUSTER Bolsas de orina

Sonda urinaria para recoger y controlar el flujo de orina durante el cateterismo. La bolsa tiene una válvula de retención, que evita que la orina corra retrógrada. Además, la bolsa tiene una escala indicativa de volumen y una válvula de liberación "push-pull", que permite vaciar la bolsa. Disponible con conexión Luer Lock y Foley.

Conector para Catéter Foley



Cat. No	Tipo	Paquete
273855	Conexión Luer-Lock	10/pzas
273856	Conector para Catéter Foley	10/pzas



## KRUUSE VET-10 Tiras de prueba de orina

Prueba económica y fácil de leer con cuadrados indicadores de colores en la tira que se pueden comparar con la tabla de colores de la etiqueta.

### Parámetros

- Gravedad específica
- pH
- Leucocitos
- Nitrito
- Proteína
- Glucosa
- Cetona
- Bilirrubina
- Urobilinógeno
- Sangre

El resultado aparece en 60 segundos.

Cat. No	Paquete
290798	100/pzas



## BUSTER Colgador para bolsas de orina

Para un fácil manejo de las bolsas de orina BUSTER (Cat. No 273855 y 273856). Fácil de colgar en mesas de cirugía o jaulas.

Cat. No	Paquete
273857	10/pzas



## Catrine arena perlada

Este es un kit conveniente y económico para recolectar muestras de orina de gatos, desarrollado específicamente para el veterinario y el dueño del gato.

Cat. No	Tamaño	Paquete
275021	200 g / 7 oz	1/pza



## KRUUSE Kit4Cat

KRUUSE Kit4Cat es una revolucionaria arena hidrófoba biodegradable que tiene un revestimiento natural no tóxico que repele la orina. Permite a los veterinarios, técnicos y dueños de gatos recolectar una muestra de orina de gato de forma rápida y sencilla, sin recurrir a procedimientos invasivos como la cistocentesis. La orina del gato permanecerá en la parte superior, lo que te permitirá recolectarla con la pipeta y el vial.

Cat. No	Tamaño	Paquete
275011	3 x 300 g / 3 x 10.6 oz	1/pza



KRUUSE Infusión  
y transfusión



Catéteres intravenosos

---

Juegos de infusión

---

Líneas de extensión

---

Accesorios

---

Transfusión

---

Conector codificado por colores para un reconocimiento fácil y rápido del tamaño del catéter



El filtro hidrófobo del tapón Luer Lock evita la fuga de sangre durante el cateterismo



Las alas perforadas son extremadamente suaves y brindan la mejor comodidad al paciente

El tubo del catéter de poliuretano radiopaco es resistente a las torceduras

La "aguja de retroceso rápido" indica una venopunción exitosa a lo largo del lado del tubo que muestra la sangre



KRUUSE SafeVet  
condiciones de trabajo +  
seguras para veterinarios

## KRUUSE SafeVet Combi Set

### Procedimientos de trabajo mejorados

El sistema de catéter intravenoso cerrado admite dos infusiones al mismo tiempo: infusión e inyección. Asegura una presión adecuada, que previene el reflujo de sangre y paños de sangre en el tubo del catéter entre procedimientos o cuando se necesitan infusiones inmediatas.

### Seguridad para el veterinario

El protector de seguridad de la aguja cubre automáticamente el bisel afilado de la aguja después de retirarla del cubo y minimiza el riesgo de lesiones por pinchazos.

### Menos riesgo para el animal

KRUUSE SafeVet Combi Set minimiza el número de manipulaciones, reduciendo así el riesgo de contaminación y desconexión accidental del catéter intravenoso.

El riesgo de flebitis mecánica se reduce notablemente ya que el trabajo y el manejo del dispositivo se separan de la entrada de la vena del tubo del catéter, lo que lo convierte en el estándar de oro en la medicina humana.

Cat. No	Material	Estéril	Color	Volumen de cebado	Tamaño	Paquete
230180	Poliuretano	Si	● Amarillo	0.21 ml	0.7 x 19 mm / 24G x ¾"	20/pzas
230181	Poliuretano	Si	● Azul	0.26 ml	0.9 x 25 mm / 22G x 1"	20/pzas
230182	Poliuretano	Si	● Rosa	0.35 ml	1.1 x 32 mm / 20G x 1¼"	20/pzas



## KRUUSE SafeVet Pencil Style

El popular catéter estilo lápiz KRUUSE está disponible en una edición de seguridad con mecanismo de seguridad automático. **Fácil de usar y seguro**

Inserte completamente el catéter después de la venopunción con solo presionar con su dedo índice en el mango del centro.

Cat. No	Material	Estéril	Color	Volumen de cebado	Tamaño	Paquete
230184	Poliuretano	Si	● Amarillo	0.05 ml	0.7 x 19 mm / 24G x ¾"	50/pzas
230185	Poliuretano	Si	● Azul	0.07 ml	0.9 x 25 mm / 22G x 1"	50/pzas
230186	Poliuretano	Si	● Rosa	0.09 ml	1.1 x 32 mm / 20G x 1¼"	50/pzas

## KRUUSE InfuVein PRO IV catéter

- Los tubos de poliuretano resistentes a las torceduras se ablandan a la temperatura corporal y brindan más comodidad al animal
- La tapa de color en el puerto de inyección facilita la administración de medicamentos
- Una jeringa de 10 ml (o más pequeña) asegura que la resistencia en el catéter no sea demasiado fuerte
- El puerto principal también se puede utilizar para la terapia de fluidos



Cat. No	Material	Estéril	Color	Tasa de flujo	Tamaño	Paquete
121914	Poliuretano	Si	● Amarillo	20 ml/min.	0.7 x 19 mm / 24G x ¾"	50/pzas
121915	Poliuretano	Si	● Azul	34 ml/min.	0.9 x 25 mm / 22G x 1"	50/pzas
121916	Poliuretano	Si	● Rosa	57 ml/min.	1.1 x 32 mm / 20G x 1¼"	50/pzas
121913	Poliuretano	Si	● Verde	94 ml/min.	1.3 x 32 mm / 18G x 1¼"	50/pzas
121917	Poliuretano	Si	● Verde	94 ml/min.	1.3 x 45 mm / 18G x 1¾"	50/pzas



## KRUUSE Venocan Mini IV Catéter

- Material de tubería FEP
- Alas pequeñas y flexibles para mayor comodidad del paciente
- Catéter de pared delgada con un gran diámetro interno que asegura buen flujo
- Disponible en el popular tamaño 26G para especies pequeñas, incluyendo reptiles y aves



Cat. No	Material	Estéril	Color	Tasa de flujo	Tamaño	Paquete
121940	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Morado	8 ml/min.	0.6 x 13 mm / 26G x ½"	50/pzas
121941	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Amarillo	20 ml/min.	0.7 x 19 mm / 24G x ¾"	50/pzas
121942	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Azul	34 ml/min.	0.9 x 25 mm / 22G x 1"	50/pzas
121943	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Rosa	57 ml/min.	1.1 x 32 mm / 20G x 1¼"	50/pzas

## KRUUSE Venocan Pencil Style IV Catéter

- Material de tubería FEP
- Popular y sencillo catéter intravenoso estilo lápiz sin alas y puerto de inyección
- Catéter de pared delgada con un gran diámetro interno que asegura buen flujo



Cat. No	Material	Estéril	Color	Tasa de flujo	Tamaño	Paquete
121933	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Amarillo	20 ml/min.	0.7 x 19 mm / 24G x ¾"	50/pzas
121932	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Azul	34 ml/min.	0.9 x 25 mm / 22G x 1"	50/pzas
121931	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Rosa	57 ml/min.	1.1 x 32 mm / 20G x 1¼"	50/pzas
121930	FEP (Etileno propileno fluorado)	Si	● Verde	94 ml/min.	1.3 x 45 mm / 18G x 1¾"	50/pzas



## KRUUSE SafeVet equipo de infusión

Equipo de infusión KRUUSE IV con ventilación de aire y lugar de inyección sin aguja.

### Proporciona

- Regulación de caudal
- Fácil administración

### Reducción de riesgo de

- Lesiones por pinchazos

### Fácil de usar y seguro

El sitio de inyección sin aguja se coloca a 30 cm del extremo distal del tubo, lo que reduce el riesgo de lesiones por pinchazos y facilita la administración de medicación periódica.

Una punta afilada y con alas asegura una fácil inserción en el contenedor de líquido intravenoso, y la tasa de flujo se puede regular fácilmente ajustando la abrazadera de rodillo.

La cámara de goteo transparente y flexible es fácil de llenar y la salida de aire, que debe cerrarse durante los períodos de terapia de infusión interrumpida, evita la depresión.


### Fijación fácil

El accesorio giratorio Luer Lock en el extremo distal facilita la conexión al catéter intravenoso.

- Sin DEHP, sin látex
- Tubería de PVC suave y resistente a las torceduras, 200 cm / 74"
- Cámara de goteo con filtro de fluido de 15 micras



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Factor de caída	Longitud	O.D.	Paquete
230635	Si	6.46 ml/metro	20 gotas/ml	200 cm / 74"	4.1 mm / 0.2"	30/pzas



## Equipos de infusión IV para uso por gravedad

La ventilación de aire evita la presión negativa en el recipiente y la cámara de líquido durante la infusión. El sitio de inyección en Y es adecuado para la administración de medicamentos a través de la membrana mientras se realiza la infusión.

- Sitio de inyección en Y
- Salida de aire
- Pinza rodante
- Cerradura Luer giratoria



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Factor de caída	Longitud	O.D.	Paquete
230632	Si	6.46 ml/metro	20 gotas/ml	200 cm / 74"	4.1 mm / 0.2"	30/pzas
230633	Si	6.46 ml/metro	60 gotas/ml	200 cm / 74"	4.1 mm / 0.2"	30/pzas



## KRUUSE Set de bureta

Dispositivo de infusión por gravedad fácil con recipiente de dosificación para una infusión precisa y controlada para animales pequeños.

### Proporciona

- Alta precisión de dosificación
- Control del volumen

### Adecuado para

- Animales muy pequeños
- Terapia de infusión controlada

### Controlado y preciso


El juego de bureta KRUUSE ofrece control de volumen, lo que garantiza una alta precisión en la dosificación para animales muy pequeños que reciben volúmenes fijos de 0-150 ml.

La válvula de cierre automático garantiza que la entrada de fluido se detenga automáticamente en el volumen preestablecido sin permitir que entre aire en la tubería.


### Fácil y ahorro de tiempo

El sitio de inyección en Y permite administrar la medicación periódicamente, mientras la infusión está en curso, ahorrando tiempo y facilitando el tratamiento para el animal.

Cuando se utiliza el juego de bureta KRUUSE, no se requiere una bomba de infusión.



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Factor de caída	Tamaño de contenedor	O.D.	Paquete
230646	Si	6.46 ml/metro	60 gotas/ml	150 ml	4.1 mm / 0.2"	1/pza



## KRUUSE Set de infusión en espiral para animales pequeños

El tubo espiral largo y rizado evita que el animal se resbale o tropiece, lo que permite que el paciente hospitalizado se mueva libremente mientras está en una jaula.

### Libre circulación y adaptación

El tubo se mantendrá cerca de la botella de infusión y, al moverlo, se prolongará simplemente tirando suavemente.

El accesorio giratorio Luer Lock facilita la conexión al catéter intravenoso y asegura el libre movimiento del equipo de infusión cuando el animal se mueve. Además, reduce el riesgo de flebitis, ya que se reduce el impacto mecánico del catéter intravenoso.

### Procedimientos de trabajo mejorados

El sitio de inyección en Y permite administrar la medicación periódicamente, mientras la infusión está en curso, ahorrando tiempo y facilitando el tratamiento para el animal.

El caudal se puede regular fácilmente al caudal deseado ajustando la abrazadera del rodillo.

*Tenga cuidado de no sobrehidratar al paciente y no lo deje desatendido durante la terapia de fluidos.*



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Factor de caída	Longitud	O.D.	Paquete
230647	Si	6.46 ml/metro	20 gotas/ml	350 cm / 137.8"	4.1 mm / 0.2"	25/pzas




## KRUUSE Conector en T

El conector en T KRUUSE conecta dos dispositivos de administración IV en los ángulos deseados, lo que permite una administración IV más fácil. Además, el puerto de inyección proporciona otro punto de acceso para inyecciones periódicas.


- Permite inyecciones periódicas a través de membrana durante la infusión simultánea
- Reduce el riesgo de flebitis y el riesgo de movimiento de la cánula en la vena que causa irritación mecánica de la vena, cuando se usa con un catéter intravenoso
- Luer Lock macho giratorio, asegura un fácil manejo durante la conexión
- Tubo de microcalibre para un volumen de cebado mínimo



- A. Luer Lock hembra con tapa protectora
- B. Mango
- C. Abrazadera deslizante
- D. Tubo de microcalibre, 15 cm/5,9"
- E. Sitio de inyección
- F. Luer Lock macho con collar giratorio



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Longitud	Paquete
230142	Si	1.76 ml/metro	15 cm / 5.9"	50/pzas



## KRUUSE Línea de extensión

La fluidoterapia es importante para muchas condiciones médicas en medicina veterinaria. Las líneas de extensión KRUUSE facilitan los procedimientos en la clínica.

La fluidoterapia debe ser individualizada, adaptada a cada paciente y constantemente reevaluada y reformulada según los cambios de estado. Siga las pautas del hospital o clínica.

### Instrucciones de uso

1. Conecte la línea de extensión al catéter IV en un extremo y el equipo de infusión en el otro extremo y extienda el alcance de la línea
2. Conecte el Luer Lock hembra del tubo de extensión al macho ajuste del equipo de infusión
3. Retire la tapa protectora del Luer Lock macho, expulse el aire del tubo y cierre la abrazadera reguladora
4. Conecte el Luer Lock macho al dispositivo intravenoso y regule el flujo ajustando la abrazadera rodante para lograr el caudal deseado

*Nunca deje desatendidos a los pacientes que reciben líquidos intravenosos.*



Cat. No	Estéril	Volumen de cebado	Longitud	O.D.	Paquete
230150	Si	6.46 ml/metro	25 cm / 10"	4.2 mm / 0.2"	50/pzas
230151	Si	6.46 ml/metro	75 cm / 30"	4.2 mm / 0.2"	50/pzas
230152	Si	6.46 ml/metro	100 cm / 39"	4.2 mm / 0.2"	50/pzas
230153	Si	6.46 ml/metro	150 cm / 59"	4.2 mm / 0.2"	50/pzas



## KRUUSE SafeVet Spike

Al usar el SafeVet Spike de KRUUSE con sus viales, puede retirar el medicamento sin usar una aguja, lo que reduce el riesgo de lesiones por pinchazos.

KRUUSE SafeVet Spike está diseñado para simplificar las extracciones de fluidos de viales y contenedores semirrígidos.

El filtro hidrofóbico de bacterias del aire permite que entre aire en el vial sin riesgo de contaminación, lo que facilita la extracción de medicamentos y líquidos.

KRUUSE SafeVet Spike viene con una tapa a presión para cerrarla fácilmente.

### Perfecto para

- Extracciones rápidas y sencillas también con fluidos más viscosos
- Múltiples extracciones de líquidos

### Reduce el riesgo de

- Lesiones por pinchazo de aguja
- Contaminación

### Libre de

- DEHP
- PVC
- látex

*Deseche el SafeVet Spike de KRUUSE después de un solo uso del vial.*



Cat. No	Estéril	Tamaño del filtro de fluido	Tam. filtro de aire	Paquete
230162	Si	5 µm	0,45 µm	15/pzas




### KRUUSE Llave de paso 3 vías

**Accesorio intravenoso para múltiples infusiones para un cuidado fácil y cuidadoso del paciente**

El dispositivo tiene un volumen de cebado mínimo, que es necesario para una administración precisa del fármaco. El canal es transparente para mejorar la visibilidad de los fluidos. El Luer Lock macho giratorio facilita la fijación y garantiza la libertad de movimiento. El mango de la llave, fácil de girar, gira 360° y tiene una flecha que indica la dirección del flujo. Viene con dos conectores Luer Lock hembra.

Cat. No	Estéril	Paquete
230648	Si	50/pzas



### KRUUSE IV Ancla

**Una solución simple a un problema común en la práctica de pequeños animales**

KRUUSE IV ancla evita que la línea de infusión se tuerza y asegura un flujo de fluido continuo. Simplemente coloque el ancla IV en cualquier punto de la línea de infusión donde pueda torcerse para estabilizar la línea, asegurar el catéter y evitar oclusiones. Diseñado para líneas de infusión de tamaño estándar (O.D. ~4 mm) en un color verde brillante para una visibilidad clara.

Cat. No	Estéril	Paquete
230607	Si	10/pzas



KRUUSE SafeVet  
- condiciones de trabajo +  
seguras para veterinarios

### KRUUSE SafeVet Sitio de inyección

**Reduzca las lesiones por pinchazos con un acceso más fácil y seguro**

KRUUSE SafeVet Sitio de inyección se fija al catéter intravenoso en lugar de la tapa o el estilete habituales. Una vez colocada, el personal clínico puede realizar inyecciones a través de la válvula sin aguja sin retirarla del catéter intravenoso. La inyección sin aguja reduce la cantidad de lesiones por pinchazos.

Cat. No	Estéril	Paquete
230161	Si	50/pzas

### KRUUSE Tapón de heparina

**Administración rápida y fácil de medicamentos**

El capuchón de heparina KRUUSE está diseñado para usarse unido a un catéter intravenoso en lugar del capuchón o estilete habituales. Una vez colocado, el personal clínico puede realizar inyecciones a través de la membrana sin quitar el capuchón, haciendo así más eficaz la administración del medicamento. Envasados individualmente en blisters.



Cat. No	Estéril	Paquete
230675	Si	100/pzas



## KRUUSE CPDA Bolsa para extracción de sangre

La bolsa contiene 70 ml de anticoagulante en forma de solución de citrato, fosfato, dextrosa y adenina.

## KRUUSE CPDA-1, Anti-coagulante

Agregue 125 ml de CPDA-1 a 875 ml de sangre para obtener 1000 ml para transfusión de sangre. Este anticoagulante le dará a la sangre entera una vida útil de 35 días.

Cat. No	Estéril	Aguja	Tamaño	Paquete
230470	Si	1.6 x 40 mm / 0.06 x 1.6"	500 ml	1/pza

Cat. No	Estéril	Tamaño	Paquete
230483	Si	500 ml	1/pza




## KRUUSE Equipo de infusión de sangre sin ventilación de aire

Equipo de infusión de sangre con filtro, cámara de goteo de plástico y abrazadera de rodillo reguladora de flujo.



Cat. No	Estéril	Filtro de sangre	Aguja	Longitud	Paquete
230619	Si	200 µ	1.02 x 12.7 mm / 18G x 1 1/2"	154 cm / 60.6"	25/pzas

# Recursos



GUÍA:

## Pautas de terapia de infusión

Los puntos clave para comprender la infusión incluyen saber cuándo se necesita terapia de fluidos, métodos para proporcionar fluidos, tipos de fluidos disponibles y cómo mantener seguros a los pacientes mientras se les brinda este tratamiento vital.



CONOCIMIENTO:

## Terapia de infusión para animales pequeños

Evaluar el estado de hidratación, encontrar los líquidos correctos y elegir las mejores vías de administración son pasos importantes para brindar a los "pequeños" el mejor tratamiento de infusión.





# KRUUSE Anestesia



Tubos de PVC

---

Presión del manguito

---

Bolsas de respiración

---

Mascarillas

---



## KRUUSE Tubo endotraqueal de PVC

Está hecho de cloruro de polivinilo.

Es transparente, rígido y se ablanda a la temperatura corporal para adaptarse a la anatomía de las vías respiratorias.


Este tubo ET con manguito es un manguito de baja presión y alto volumen con una línea radiopaca en todo el tubo.

Como todos los tubos ET de PVC y silicona de KRUUSE, viene con un ojo Murphy.

- Manguito de baja presión y alto volumen
- Línea radiopaca
- Se suaviza a temperatura corporal
- Resistencia a la torcedura
- Higiénico
- Económico
- De un solo uso
- Material transparente



Cat. No	Tipo	Estéril	I.D.	O.D.	Tamaño	Paquete
272400	Con conector, sin manguito	Si	2.5 mm / 8 Fr	3.5 mm / 11 Fr	16.5 cm / 6.5"	10/pzas
272401	Con conector, sin manguito	Si	3 mm / 9 Fr	4.2 mm / 13 Fr	16.5 cm / 6.5"	10/pzas
272402	Con conector, sin manguito	Si	3.5 mm / 10 Fr	4.9 mm / 15 Fr	18.5 cm / 7.3"	10/pzas
272403	Con conector, sin manguito	Si	4 mm / 12 Fr	5.5 mm / 17 Fr	21.5 cm / 8.5"	10/pzas
272418	Con manguito y conector	Si	3.5 mm / 10 Fr	4.9 mm / 15 Fr	18.5 cm / 7.3"	10/pzas
272419	Con manguito y conector	Si	4.0 mm / 12 Fr	5.5 mm / 17 Fr	21.5 cm / 8.5"	10/pzas
272404	Con manguito y conector	Si	4.5 mm / 13 Fr	6.2 mm / 19 Fr	23 cm / 9"	10/pzas
272405	Con manguito y conector	Si	5 mm / 15 Fr	6.9 mm / 21 Fr	25 cm / 9.8"	10/pzas
272406	Con manguito y conector	Si	5.5 mm / 16 Fr	7.5 mm / 23 Fr	27.5 cm / 10.8"	10/pzas
272407	Con manguito y conector	Si	6 mm / 18 Fr	8.2 mm / 25 Fr	29.5 cm / 11.6"	10/pzas
272408	Con manguito y conector	Si	6.5 mm / 19 Fr	8.8 mm / 26 Fr	30 cm / 11.8"	10/pzas
272409	Con manguito y conector	Si	7 mm / 21 Fr	9.6 mm / 29 Fr	31 cm / 12.2"	10/pzas
272410	Con manguito y conector	Si	7.5 mm / 22 Fr	10.2 mm / 31 Fr	32 cm / 12.6"	10/pzas
272411	Con manguito y conector	Si	8 mm / 24 Fr	10.9 mm / 33 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272412	Con manguito y conector	Si	8.5 mm / 25 Fr	11.5 mm / 35 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272413	Con manguito y conector	Si	9 mm / 27 Fr	12.1 mm / 36 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272414	Con manguito y conector	Si	9.5 mm / 28 Fr	12.7 mm / 38 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272415	Con manguito y conector	Si	10 mm / 30 Fr	13.6 mm / 41 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272416	Con manguito y conector	Si	10.5 mm / 31 Fr	14 mm / 42 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas
272417	Con manguito y conector	Si	11 mm / 33 Fr	14.7 mm / 44 Fr	33.5 cm / 13.2"	10/pzas



## KRUUSE Soporte para tubos endotraqueales

Soporte de pared para tubos ET.

- Capacidad hasta 16 tubos
- Secado ideal después del uso y limpieza.
- Visión general fácil

Cat. No	Paquete
271705	1/pza



## KRUUSE AG Cuffill

Uno de los errores más importantes relacionados con la intubación es inflar demasiado el manguito. Es de gran importancia medir la presión del manguito con regularidad. Evite siempre una presión excesiva en el manguito, ya que esto obstruiría el suministro de sangre a la mucosa traqueal y podría causar necrosis tisular. Apunte a una presión del manguito entre 20 y 25 mmHg. KRUUSE AG Cuffill es una herramienta excelente para medir la presión del manguito y le permite asegurarse de que la presión no supere los 25 mmHg.

Cat. No	Estéril	Paquete
272460	No	1/pza



## KRUUSE Cepillo de limpieza para tubos endotraqueales

Cepillo para limpiar el interior de los catéteres traqueales.

Cat. No	Tamaño	Paquete
271706	S, 5 mm x 25 cm / 1.2 x 9.8"	1/pza
271707	M, 8 mm x 32 cm / 0.3 x 12.6"	1/pza
271708	L, 10 mm x 42 cm / 0.4 x 16.5"	1/pza

## Suministros para la colocación

1. Tubo endotraqueal del tamaño adecuado (siempre es una buena idea tener un tubo ET de un tamaño más pequeño y un tamaño más grande disponible)
2. Jeringa de manguito (Cat. No. 272460)
3. Lubricante estéril
4. Almohadilla de gasa
5. Un asistente capacitado
6. Lazos o gasas adecuados para asegurar el tubo endotraqueal (Cat. No. 110869)
7. Laringoscopio u otra fuente de luz
8. Solución anestésica tópica (para gatos)
9. Estilete para tubos endotraqueales de tamaño pequeño



## KRUUSE Bolsa reservoria

Bolsa de inhalación fabricada en caucho negro antiestático.

Cat. No	Tamaño	Paquete
271600	0.5 litro	1/pza
271610	1 litro	1/pza
271620	1.5 litro	1/pza
271630	2 litros	1/pza
271640	3 litros	1/pza
271645	4 litros	1/pza
271646	5 litros	1/pza
271647	15 litros	1/pza
271648	30 litros	1/pza





## KRUUSE Mascarilla

En los casos de anestesia donde la intubación no es lo ideal, una mascarilla facial, también conocida como mascarilla de inducción, es una buena opción. La mascarilla se puede utilizar para facilitar la inducción anestésica antes de la intubación, como mantenimiento de la anestesia por inhalación o como fuente de oxígeno antes o después de la anestesia.

Cat. No	Tamaño	Paquete
271431	XXS / 0	1/pza
271432	XS / 1	1/pza
271433	S / 2	1/pza
271434	M / 3	1/pza
271435	L / 4	1/pza
271436	XL / 5	1/pza



## Mascarillas puntos clave

- Las mascarillas veterinarias están disponibles en varias formas y tamaños. Deben cubrir la nariz y la boca del paciente, proporcionando un sello hermético.
- Son preferibles las mascarillas fabricadas en materiales transparentes, para poder visualizar la lengua y mucosas del paciente.
- Las máscaras con diafragma de goma desmontable generalmente brindan un buen sello alrededor de la cara, pero es importante elegir el tamaño correcto para garantizar un ajuste adecuado que evite fugas y no cree una presión no deseada y una reducción en el retorno venoso que provoque edema en el hocico.
- El espacio muerto debe minimizarse eligiendo la forma y el tamaño correctos de la máscara. Evite el uso de una máscara de forma cónica para gatos.
- A menudo requiere sedación para tolerar las mascarillas.
- Las máscaras no protegen las vías respiratorias de la aspiración de materiales extraños.
- Debe limpiarse antes de su uso para diferentes pacientes.






KRUUSE Guantes



## Guantes quirúrgicos

---



## Tabla de medidas para guantes quirúrgicos

### Instrucciones

El tamaño está indicado por el ancho de su mano justo debajo de sus primeros nudillos. Coloque la mano derecha plana (palma hacia abajo) sobre la guía con los dedos juntos y el pulgar extendido. Su dedo índice debe estar al ras de la línea gruesa, pero no sobre ella.

Esta tabla debe utilizarse en un formato de catálogo A4.



Guía rápida de especificaciones	KRUTEX Guante quirúrgico Libre de polvo
Sin látex	✓
Libre de polvo	✓
Longitud	> 290 mm
Grosor del puño	≥ 0.11 mm
Grosor de la palma	≥ 0.16 mm
Grosor de los dedos	≥ 0.18 mm
Fuerza de ruptura sin envejecer	9 Newton
Fuerza de ruptura envejecida	9 Newton
Módulo al 300%	1.51 al 300%
Módulo al 500%	3.21 al 500%
Alargamiento sin envejecer	750%
Alargamiento envejecido	560%
Nivel de proteína (EN455-3)	< 200 µg/dm <sup>2</sup>
Shelf life	5 años
<b>Pruebas</b>	
Prueba de residuos químicos	✓
Prueba de endotoxinas	
Prueba de citotoxicidad	✓
Prueba de irritación	✓
Prueba de residuos de polvo	✓
Prueba de proteína extraíble	✓
Prueba de sensibilización	✓
Alérgeno (prueba FITKit)	✓
Esterilización	Gama
Norma de conformidad	EN 455 Parte 1, 2, 3 y 4 ISO 10993 Evaluación biológica de dispositivos médicos ISO 10282 Guantes quirúrgicos de caucho estériles de un solo uso ISO 15223-1 Dispositivos médicos, requisitos generales ISO 12243 Guantes médicos fabricados con látex de caucho natural ISO 21171 Guantes médicos, Determinación de polvo de superficie removible ISO 13485 Dispositivos médicos



## KRUTEX Guante quirúrgico

El guante quirúrgico KRUTEX está fabricado para cumplir con los más altos estándares.

- Disponible en una versión con polvo y sin polvo
- EO esterilizado
- De color blanco cremoso a amarillo pálido (natural)
- Compuesto principalmente del látex de goma natural de alto grado



Cat. No	Tipo	Estéril	Talla	Paquete
260961	Libre de polvo	Si	6	50 pares
260962	Libre de polvo	Si	6.5	50 pares
260963	Libre de polvo	Si	7	50 pares
260964	Libre de polvo	Si	7.5	50 pares
260965	Libre de polvo	Si	8	50 pares
260966	Libre de polvo	Si	8.5	50 pares
260967	Libre de polvo	Si	9	50 pares



KRUUSE Cirugía



Soportes

---

Cubiertas

---

Instrumentos

---

Bisturís

---

Punzones de biopsia

---

Alimentación y sondas estomacales

---



## BUSTER Soporte de vacío

Soporte ideal para cirugía y examen para mantener al paciente aislado de mesas de operaciones frías.

- Radiotransparente
- El aire se deja salir usando la bomba especial
- Con forma para adaptarse al paciente
- Resistente a todos los desinfectantes de uso común

Cat. No	Tipo	Tamaño	Paquete
273291		30 x 60 cm / 11.8 x 23.6"	1/pza
273294		50 x 100 cm / 19.7 x 39.4"	1/pza
273296	Bomba de vacío para BUSTER Soporte de vacío		1/pza



## BUSTER Paño de campo

- Se puede utilizar spray adhesivo para la aplicación
- 100% polietileno
- Plástico flexible

Cat. No	Estéril	Tamaño	Paquete
141765	Si	30 x 45 cm / 11.8 x 17.7"	25/pzas
141770	Si	60 x 90 cm / 23.6 x 35.4"	25/pzas
141775	Si	45 x 60 cm / 17.7 x 23.6"	25/pzas
141780	Si	90 x 120 cm / 35.4 x 47.2"	25/pzas
141840	Si	120 x 120 cm / 47.2 x 47.2"	25/pzas
141850	Si	120 x 180 cm / 47.2 x 70.9"	25/pzas
141845	Si	120 x 250 cm / 47.2 x 98.4"	25/pzas

## Paños de campo

El vendaje quirúrgico es el procedimiento de cubrir a un paciente y las áreas circundantes con una barrera estéril para crear y mantener un campo estéril durante un procedimiento quirúrgico. El propósito es eliminar el paso de microorganismos entre áreas no estériles y estériles. Todas las cubiertas quirúrgicas son desechables.



### BUSTER Paño de campo con abertura

- Funda quirúrgica absorbente con borde adhesivo alrededor del orificio en forma de elipse
- Parte superior no tejida y película de polietileno en la parte posterior para una rápida distribución y absorción de líquidos
- La película de polietileno asegura que las cortinas sean impermeables a líquidos y bacterias



#### Principios de drapeado

**Aislamiento:** aísla las áreas sucias y contaminadas de las áreas limpias

**Barrera:** Evita la penetración de fluidos

**Campo estéril:** crea un campo quirúrgico estéril mediante la aplicación aséptica de materiales estériles

**Superficie estéril:** Crea una superficie estéril en la piel que actúa como una barrera para ayudar a evitar que la flora de la piel migre al sitio de la incisión.

**Control de fluidos:** Canaliza y recoge fluidos corporales y de irrigación

**Cobertura de equipos:** permite llevar equipos no estériles al campo estéril

Cat. No	Estéril	Tamaño	Abertura	Paquete
141790	Si	XS, 36 x 43 cm / 14 x 17"	4 x 1,5 cm / 1.6 x 0.6"	25/pzas
141791	Si	S, 36 x 43 cm / 14 x 17"	9 x 3.5 cm / 3.5 x 1.4"	25/pzas
141792	Si	M, 36 x 43 cm / 14 x 17"	14 x 5 cm / 5.5 x 2"	25/pzas
141793	Si	L, 43 x 74 cm / 17 x 29"	20 x 7 cm / 7.9 x 2.8"	25/pzas
141794	Si	XL, 43 x 74 cm / 17 x 29"	24 x 8 cm / 9.4 x 3.1"	25/pzas
141795	Si	XXL, 86 x 74 cm / 34 x 29"	29 x 10 cm / 11.4 x 3.9"	25/pzas



Contundente / puntiaguda




Contundente/contundente



Puntiaguda / puntiaguda



Sonda / puntiaguda



Contundente / puntiaguda



Puntiaguda / puntiaguda



Contundente/contundente



Sonda / puntiaguda

## KRUUSE Tijeras rectas

Cat. No	Tipo	Material	Tamaño	Paquete
130610	Puntiaguda/ puntiaguda	Acero inoxidable	12 cm / 4.7"	1/pza
130510	Contundente/contundente, delgado	Acero inoxidable	12 cm / 4.7"	1/pza
130430	Sonda / puntiaguda	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
130515	Puntiaguda / puntiaguda	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
130525	Contundente / puntiaguda	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
130520	Contundente/contundente	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
130440	Romo/puntiagudo, delgado	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
130420	Contundente / puntiaguda	Tungsteno	14.5 cm / 5.7"	1/pza
130450	Contundente / puntiaguda	Acero inoxidable	16 cm / 6.3"	1/pza
130460	Contundente/contundente	Acero inoxidable	16 cm / 6.3"	1/pza
130629	Contundente / puntiaguda	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza
130630	Contundente/contundente	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza
130631	Puntiaguda / puntiaguda	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza




## KRUUSE Pinzas para toallas

Cat. No	Tipo	Material	Tamaño	Paquete
140550	Jones	Acero inoxidable	9 cm / 3.5"	1/pza
140580	Backhaus	Acero inoxidable	9 cm / 3.5"	1/pza
140585	Backhaus	Acero inoxidable	11 cm / 4.3"	1/pza
140590	Backhaus	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza



## KRUUSE Pinzas anatómicas

Cat. No	Tipo	Material	Tamaño	Paquete
282349	Adson Brown, tejido	Acero inoxidable	12 cm / 4.7"	1/pza
140720	Atraumático	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza
140725	Atraumático, curvo	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza
140731	Atraumático	Acero inoxidable	15 cm / 5.9"	1/pza
140739	Atraumático	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza
270680	Pólipo del oído	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza



## KRUUSE Hemostáticos

Cat. No	Tipo	Material	Tamaño	Paquete
140050	Halsted-Mosquito, recto	Acero inoxidable	12.5 cm / 4.9"	1/pza
140010	Mosquito, curvo	Acero inoxidable	12.5 cm / 4.9"	1/pza
140020	Mosquito, curvo	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza
140040	Mosquito, recto	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza
140030	Spencer Wells, recto	Acero inoxidable	13 cm / 5.1"	1/pza
151810	Sutura	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
140120	Rochester, curvo	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
140210	Rochester, recto	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
140230	Rochester, recto	Acero inoxidable	16 cm / 6.3"	1/pza
140522	Allis agarre	Acero inoxidable	16 cm / 6.3"	1/pza
140247	Rochester, recto	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza
140110	Rochester, curvo	Acero inoxidable	14 cm / 5.5"	1/pza
140130	Rochester, curvo	Acero inoxidable	16 cm / 6.3"	1/pza
140145	Rochester, curvo	Acero inoxidable	18 cm / 7.1"	1/pza
140250	Rochester, recto	Acero inoxidable	21 cm / 8.3"	1/pza
140150	Rochester, curvo	Acero inoxidable	21 cm / 8.3"	1/pza
140252	Rochester, curvo	Acero inoxidable	24 cm / 9.4"	1/pza
140640	Intestinal, recto	Acero inoxidable	23 cm / 9.1"	1/pza
140645	Intestinal, curvo	Acero inoxidable	23 cm / 9.1"	1/pza



## KRUUSE Mango de bisturí

Cat. No	Tipo	Estéril	Material	Paquete
282350	No 3	No	Acero inoxidable	1/pza
141110	No 4	No	Acero inoxidable	1/pza



## KRUUSE Hojas de bisturí

Fabricado con el mejor acero quirúrgico y para cuchillas de afeitar. Un alto porcentaje de carbono proporciona unas propiedades de rectificado y pulido particularmente buenas, lo que facilita la fabricación de cantos de alta calidad. Las hojas de bisturí KRUUSE se adaptan a todas las marcas comunes de mangos de bisturí que cumplen con la norma internacional ISO.

Cat. No	Tipo	Estéril	Material	Paquete
141114	No 10	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141115	No 11	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141116	No 12	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141117	No 15	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141118	No 20	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141119	No 21	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141132	No 22	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141141	No 23	Si	Acero inoxidable	100/pzas
141182	No 24	Si	Acero inoxidable	100/pzas

## KRUUSE Bisturí desechable

El mango del bisturí está fabricado en plástico ABS aportando mayor rigidez y cuerpo al bisturí y por tanto asegurando un acabado superior. Las hojas de bisturí están fabricadas con el mejor acero quirúrgico y para hojas de afeitar. Un alto porcentaje de carbono proporciona unas propiedades de rectificado y pulido particularmente buenas, lo que facilita la fabricación de cantos de alta calidad. Todos los materiales son libres de látex.

Cat. No	Tipo	Estéril	Material	Paquete
140963	No 22	No	Acero carbono	10/pzas
140964	No 23	No	Acero carbono	10/pzas
140965	No 24	No	Acero carbono	10/pzas



## KRUUSE Hoja de acero al carbono

Las hojas de bisturí quirúrgico hechas de acero al carbono son algo más duras que las hojas de acero inoxidable. Las hojas de acero al carbono tienen hojas de bisturí muy afiladas, pero no son tan duraderas como el acero inoxidable.

Cat. No	Tipo	Estéril	Material	Paquete
141100	No 10	Si	Acero carbono	100/pzas
141101	No 15	Si	Acero carbono	100/pzas
141102	No 22	Si	Acero carbono	100/pzas
141103	No 23	Si	Acero carbono	100/pzas
141104	No 24	Si	Acero carbono	100/pzas



## KRUUSE Sacabocado

Punzón de biopsia de piel desechable, estéril y de alta calidad con mango ligero. La hoja de corte es de una sola pieza (no enrollada) lo que garantiza un corte limpio.

Cat. No	Estéril	Tamaño	Paquete
273690	Si	3 mm / 0.1"	10/pzas
273691	Si	4 mm / 0.2"	10/pzas
273692	Si	6 mm / 0.2"	10/pzas
273693	Si	8 mm / 0.3"	10/pzas





## KRUUSE Sondas de alimentación

Hay varios tipos de procedimientos de alimentación por sonda que se usan comúnmente en pacientes en cuidados intensivos, por ejemplo, la colocación de una sonda de alimentación a través de la nariz o la boca; orogástrica, alimentación por sonda nasoesofágica, así como métodos invasivos como esofagostomía, gastrostomía y yeyunostomía.

Los tubos de alimentación están hechos de PVC que contiene suavizante de poliadipato aprobado para uso alimentario y probado toxicológicamente. No contienen ftalatos.

### Características y beneficios

- Material de PVC suave, esmerilado y resistente a las torceduras para mayor comodidad del paciente
- Punta suave y redonda para una introducción atraumática
- La superficie esmerilada evita la necesidad de lubricantes
- Línea radiopaca para asegurar la colocación correcta del tubo
- Según el procedimiento, los tubos se pueden dejar in situ hasta 4 semanas



Luer slip,  
Tapón de cierre



Tapa de cierre  
Luer-slip extraíble



Embudo abierto



Sondas de  
alimentación enteral



Sondas nasogástricas



Tubos de  
esofagostomía

Cat. No	Tipo	Color	Tamaño	Paquete
230809	Tapón de cierre Luer-Slip	● Gris	1.7 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	10/pzas
230810	Tapón de cierre Luer-Slip	● Verde	2.0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	10/pzas
230811	Tapón de cierre Luer-Slip	● Azul	2.7 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	10/pzas
230812	Tapón de cierre Luer-Slip	● Negro	3.3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	10/pzas
230817	Tapa de cierre deslizante Luer extraíble	○ Blanco	4.3 mm x 105 cm / 12 Fr x 41"	10/pzas
230818	Tapa de cierre deslizante Luer extraíble	● Verde	4.7 mm x 105 cm / 14 Fr x 41"	10/pzas
230819	Tapa de cierre deslizante Luer extraíble	● Naranja	5.3 mm x 105 cm / 16 Fr x 41"	10/pzas
230820	Embudo abierto	● Verde	4.7 mm x 125 cm / 14 Fr x 49"	10/pzas
230821	Embudo abierto	● Naranja	5.3 mm x 125 cm / 16 Fr x 49"	10/pzas
230822	Embudo abierto	● Rojo	6.0 mm x 125 cm / 18 Fr x 49"	10/pzas



# KRUUSE Suturas



Suturas absorbibles

---

Suturas no absorbibles

---

Accesorios

---

Agujas

---



## Farmacopea

Farmacopea Americana y Europea





La Farmacopea Europea (EP) utiliza el sistema métrico para clasificar el tamaño de la sutura, mientras que la Farmacopea Americana clasifica las suturas en USP.





En la siguiente tabla, encontrará tanto la USP como la EP, así como el rango de diámetro de la sutura en mm.


Todas las suturas KRUUSE cumplen con los requisitos de USP y EP.








Farmacopea Americana USP	Farmacopea Europea EP	Diámetro de sutura
Suturas absorbibles y no absorbibles	Suturas absorbibles y no absorbibles	rango mm
Tamaño de USP	EP/tamaño métrico	mm
0	0.4	0.04-0.049
7-0	0.5	0.05-0.069
6-0	0.7	0.07-0.099
5-0	1	0.1-0.149
4-0	1.5	0.15-0.199
3-0	2	0.2-0.249
2-0	3	0.25-0.349
0	3.5	0.35-0.399
1	4	0.4-0.499
2	5	0.5-0.599
3+4	6	0.6-0.699
5	7	0.7-0.799
6	8	0.8-0.899
7	9	0.9-0.999
8	10	1.0-1.099

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
3/8 círculo, espátula de micropuntas							
152314		● Violeta	6.5 mm	8-0	0.4	30 cm / 11.8"	18/pzas
152551	<p>3/8 de círculo, corte inverso</p>           <p>80 mm No tamaño 1:1</p>	○ Sin teñir	11 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152550		○ Sin teñir	13 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152313		● Violeta	13 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152900		● Violeta	13 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152315		● Violeta	16 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152312		● Violeta	16 mm	6-0	0.7	70 cm / 27.5"	18/pzas
152310		● Violeta	16 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152309		● Violeta	19 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152553		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152303		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152300		● Violeta	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152297		● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152311		● Violeta	22 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152308		● Violeta	22 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152304		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152296		● Violeta	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152903		● Violeta	24 mm	3-0	2	90 cm / 35.5"	18/pzas
152290		● Violeta	24 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152901		● Violeta	24 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152565		○ Sin teñir	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152301		● Violeta	30 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152294		● Violeta	30 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152280		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152306		● Violeta	36 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152587		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152286		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152586		● Violeta	80 mm	2	5	140 cm / 55"	18/pzas
1/2 círculo, corte inverso							
152559	    	● Violeta	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152318		● Violeta	30 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152295		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152283		● Violeta	36 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152284		● Violeta	40 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152285		● Violeta	48 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152288		● Violeta	48 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152289		● Violeta	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152908		● Violeta	48 mm	3+4	6	90 cm / 35.5"	18/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152552		● Violeta	16 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152555		● Violeta	16 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152561		● Violeta	16 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152576		○ Sin teñir	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152560		○ Sin teñir	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152564	○ Sin teñir	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152575		● Violeta	9 mm	6-0	0.7	30 cm / 11.8"	18/pzas
152573		● Violeta	13 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152577		● Violeta	16 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152585		● Violeta	80 mm	2	5	140 cm / 55"	18/pzas
152298		● Violeta	22 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152904		● Violeta	22 mm	3-0	2	90 cm / 35.5"	18/pzas
152305		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152907		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152299		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152291		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152902		● Violeta	26 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152322		● Violeta	30 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152281		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152293		● Violeta	36 mm	2-0	3	45 cm / 18"	18/pzas
152317		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152323		● Violeta	36 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152287		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152324		● Violeta	40 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152909		● Violeta	48 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152316		● Violeta	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152526	● Violeta	65 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152321	● Violeta	65 mm	2	5	120 cm / 47.2" (loop)	18/pzas	
152571		○ Sin teñir	13 mm	6-0	0.7	30 cm / 11.8"	18/pzas
152572		● Violeta	17 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152557		● Violeta	17 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152554		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152563		● Violeta	30 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152566		● Violeta	30 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152567		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152237	3/8 de círculo, corte inverso	○ Sin teñir	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152238		● Violeta	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152239		● Violeta	13 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152235		○ Sin teñir	13 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152240		● Violeta	13 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152513		● Violeta	16 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152241		● Violeta	16 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152216		○ Sin teñir	16 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152233		○ Sin teñir	19 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152234		○ Sin teñir	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152242		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152217	● Violeta	19 mm	4-0	1.5	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152229	○ Sin teñir	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas	
152246	● Violeta	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas	
152230	○ Sin teñir	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152243	● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152518*	● Violeta	19 mm	3-0	2	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152231	○ Sin teñir	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152247	● Violeta	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152218	● Violeta	24 mm	3-0	2	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152226	○ Sin teñir	24 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152244	● Violeta	24 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152219	● Violeta	24 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152228	● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152211	○ Sin teñir	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152225	● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152220	● Violeta	26 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152222	● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152223	● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas	

## KRUUSE Monofast

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152771	3/8 de círculo, corte inverso	● Violeta	36 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152511		● Violeta	36 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152512		● Violeta	36 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152510		● Violeta	48 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152514		Curva compuesta, cuerpo redondo, corte cónico	● Violeta	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"
152236		○ Sin teñir	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152101	3/8 de círculo, cuerpo redondo, punta cónica	● Violeta	16 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152248	1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica	● Violeta	17 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152232		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152224		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152227		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152221		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152245		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152213		1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica extra	● Violeta	17 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"
152102		● Violeta	22 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152100		● Violeta	22 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152215		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152212		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152515		3/8 de círculo, cuerpo redondo, corte cónico	● Violeta	13 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"
152517	1/2 círculo, cuerpo redondo, corte cónico	● Violeta	17 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152516		● Violeta	17 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152214		○ Sin teñir	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152519		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152770		● Violeta	70 mm	1	4	150 cm / 59"	18/pzas
		No tamaño 1:1					



## KRUUSE Sutura en solución Race Track

KRUUSE ofrece una variedad de suturas en la popular solución de pista de carreras. La solución de pista de carreras garantiza una memoria de sutura mínima.

Una sutura con alta memoria vuelve a su posición original y, por lo tanto, esta es la solución preferida por los cirujanos.

Las suturas de monofilamento generalmente tienen más memoria que las suturas de multifilamento.




## KRUUSE Monofast - Race Track




Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152820	3/8 de círculo, corte inverso	● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	15/pzas
152821		● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152822		○ Sin teñir	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152823		○ Sin teñir	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152824		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152825		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	15/pzas
152826	1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica	● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152827			26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	15/pzas






Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152752		● Violeta	13 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152753		● Violeta	19 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152755		● Violeta	13 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152756		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152760		● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152761		● Violeta	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152766		● Violeta	24 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152754		● Violeta	17 mm	5-0	1	70 cm / 27.5"	18/pzas
152757		● Violeta	17 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152758		● Violeta	22 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152759		● Violeta	26 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152763		● Violeta	17 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152764		● Violeta	22 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152765		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152768		● Violeta	22 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152769		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152772		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152773		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152762		● Violeta	60 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152767		● Violeta	60 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas

No tamaño 1:1

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152415	<p>3/8 de círculo, corte inverso</p> 	● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152408		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152406		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152404		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152401		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152412		● Violeta	30 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152413		● Violeta	30 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152522		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152402		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152414		● Violeta	36 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152521		● Violeta	39 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152520		● Violeta	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152416	<p>1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica</p> 	● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152407		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152405		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152403		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152400		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152409		● Violeta	30 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152410		● Violeta	30 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152411		● Violeta	36 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152742		● Violeta	65 mm	5	7	150 cm / 59"	18/pzas
152743		● Violeta	65 mm	6	8	150 cm / 59"	18/pzas
152744		● Violeta	76 mm	3+4	6	150 cm / 59"	18/pzas
152523		<p>1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica</p> 	● Violeta	48 mm	6	8	150 cm / 59"
152528*	● Violeta		65 mm	5	7	150 cm / 59"	18/pzas
152529	● Violeta		65 mm	6	8	150 cm / 59"	18/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
3/8 círculo, espátula micropunta							
152268		● Violeta	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
3/8 de círculo, corte inverso							
152598		● Violeta	9 mm	7-0	0.5	45 cm / 18"	18/pzas
152597		● Violeta	9 mm	6-0	0.7	45 cm / 18"	18/pzas
152269		● Violeta	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152267		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152265		● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152595		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152591		● Violeta	26 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152260		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152255		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152250		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152253		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152817		● Violeta	70 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
1/2 círculo, corte inverso							
152259		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152252		● Violeta	36 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152270		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152254		● Violeta	40 mm	2	5	70 cm / 27.5"	18/pzas
3/8 de círculo, corte convencional							
152249		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152279		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
Recto, punta de trocar							
152276*		● Violeta	40 mm	0	3.5	45 cm / 18"	18/pzas
152277*		● Violeta	40 mm	1	4	45 cm / 18"	18/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete	
152258	1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica	● Violeta	17 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152272		● Violeta	19 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas	
152266		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152818		● Violeta	24 mm	4-0	1.5	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152263		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152816		● Violeta	26 mm	3-0	2	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152256		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152815		● Violeta	26 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas	
152274		● Violeta	26 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152264		● Violeta	30 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152251		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152273		● Violeta	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152261		● Violeta	40 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152599		● Violeta	70 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas	
1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica, extra								
152590			● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152592	● Violeta		30 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
1/2 círculo, cuerpo redondo, corte cónico								
152262		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152257		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152271		● Violeta	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152596		● Violeta	30 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152593		● Violeta	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152594		● Violeta	36 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152275		● Violeta	40 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"	18/pzas	





## KRUUSE Sutura en solución Race Track




KRUUSE ofrece una variedad de suturas en la popular solución de pista de carreras. La solución de pista de carreras garantiza una memoria de sutura mínima.


Una sutura con alta memoria vuelve a su posición original y, por lo tanto, esta es la solución preferida por los cirujanos.



Las suturas de monofilamento generalmente tienen más memoria que las suturas de multifilamento.

## KRUUSE PD-X - Race Track

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
	3/8 de círculo, corte inverso						
152810		● Violeta	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152811		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152812		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	15/pzas
	1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica						
152813		● Violeta	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152814		● Violeta	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	15/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152368		● Azul	19 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152366		● Azul	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152367		● Azul	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152790		● Fluorescencia rosa	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152364		● Azul	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152791		● Fluorescencia rosa	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152362		● Azul	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152546		● Fluorescencia rosa	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152365		● Azul	30 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152360		● Azul	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152547		● Fluorescencia rosa	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152363		● Azul	36 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152361		● Azul	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152548		● Fluorescencia rosa	36 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152369		● Azul	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152549		● Fluorescencia rosa	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
1/2 círculo, corte inverso							
152536		● Azul	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152535		● Azul	40 mm	0	3.5	100 cm / 39.4"	18/pzas
152540		● Azul	48 mm	1	4	100 cm / 39.4"	18/pzas
Curva compuesta, corte inverso							
152932		● Azul	30 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
Recto, punta de trocar							
152530		● Azul	45 mm	2-0	3	45 cm / 18"	18/pzas
152531		● Azul	45 mm	0	3.5	45 cm / 18"	18/pzas
152533		● Azul	45 mm	2	5	45 cm / 18"	18/pzas
152931		● Azul	75 mm	3-0	2	100 cm / 39.4"	18/pzas

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
	3/8 de círculo, corte inverso						
152750		● Negro	19 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152399		● Negro	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152398		● Negro	24 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152385		● Negro	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152395		● Negro	24 mm	2-0	3	45 cm / 18"	18/pzas
152386		● Negro	24 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152392		○ Blanco	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152391		○ Blanco	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152397		● Negro	30 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152394		● Negro	30 mm	2-0	3	45 cm / 18"	18/pzas
152390		○ Blanco	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152751		○ Blanco	30 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152396		● Negro	39 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152393		● Negro	39 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152389		● Negro	39 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152388	● Negro	39 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas	
152387	○ Blanco	39 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas	
	Forma de esquí, punta de trocar						
152749		○ Blanco	75 mm	3+4	6	90 cm / 35.5"	18/pzas

	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
152033	3/8 de círculo, corte inverso	● Azul	13 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152417		● Azul	19 mm	5-0	1	45 cm / 18"	18/pzas
152030		● Azul	19 mm	4-0	1.5	45 cm / 18"	18/pzas
152031		● Azul	19 mm	3-0	2	45 cm / 18"	18/pzas
152507		● Azul	19 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152425		● Azul	24 mm	4-0	1.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152508		● Azul	24 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152420		● Azul	24 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152424		● Azul	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	18/pzas
152423		● Azul	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152429		● Azul	30 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152421		● Azul	30 mm	0	3.5	70 cm / 27.5"	18/pzas
152422		● Azul	36 mm	1	4	70 cm / 27.5"	18/pzas
152418		● Azul	39 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	18/pzas
152032		● Azul	45 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152426		1/2 círculo, corte inverso	● Azul	40 mm	0	3.5	90 cm / 35.5"
152427		● Azul	48 mm	1	4	90 cm / 35.5"	18/pzas
152730	3/8 de círculo, corte convencional	● Azul	90 mm	1	4	100 cm / 39.4"	18/pzas
152428		● Azul	90 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas
152731	<p>No tamaño 1:1</p>	● Azul	90 mm	2	5	200 cm / 78.7"	18/pzas
152419	Recto, corte	● Azul	55 mm	2-0	3	90 cm / 35.5"	18/pzas
152509	1/2 círculo, cuerpo redondo, punta cónica	● Azul	48 mm	2	5	90 cm / 35.5"	18/pzas



## KRUUSE Sutura en solución Race Track


KRUUSE ofrece una variedad de suturas en la popular solución de pista de carreras. La solución de pista de carreras garantiza una memoria de sutura mínima.

Una sutura con alta memoria vuelve a su posición original y, por lo tanto, esta es la solución preferida por los cirujanos.

Las suturas de monofilamento generalmente tienen más memoria que las suturas de multifilamento.



## KRUUSE Nylon - Race Track

Cat. No	Forma de aguja	Color	Long. de aguja	USP	EP	Long. de sutura	Paquete
	3/8 de círculo, corte inverso						
152840		● Azul	26 mm	3-0	2	70 cm / 27.5"	15/pzas
152841		● Azul	26 mm	2-0	3	70 cm / 27.5"	15/pzas



## KRUUSE Dispensador para suturas

Nuestro objetivo es hacer que el manejo y uso de las suturas KRUUSE sea lo más fácil posible para el usuario. Por ello, hemos diseñado un práctico expositor para las suturas KRUUSE.

La pantalla de sutura tiene un diseño atractivo que se adapta a la mayoría de las clínicas y hospitales. Está diseñado para usarse como soporte de mesa o puede montarse en la pared de su clínica.

Los veterinarios móviles pueden optar por tener la pantalla en su vehículo de práctica. Además, tiene la posibilidad de ampliar la pantalla en altura o longitud añadiendo otra sección de visualización. Tenga en cuenta que hemos diseñado la pantalla con una ligera protuberancia/elevación en la parte delantera. Esto asegura una colocación estable y precisa de la caja dispensadora de suturas durante la manipulación.



Cat. No	Color	Paquete
150901	Transparente	1/pza



KRUUSE Cuidado  
postoperatorio



Collares ajustados

---

Collares originales

---

Collares Inflables

---

Trajes de cuerpo

---




APROBADO  
POR MVZ

## BUSTER Collar suave


Para gatos y perros pequeños.

Material no tejido cómodo, suave, repelente al agua y fácil de limpiar.


Especialmente indicado para gatos por la forma y la flexibilidad del collar.



Longitud



Apertura



Agujero del cuello

Cat. No	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273384	Talla única	14 cm / 6"	31 cm / 12"	9 cm / 4"	5/pzas



PROTECCION



COMODIDAD



CUMPLIMIENTO  
DEL PROPIETARIO



DURABILIDAD



FACILIDAD  
DE USO

1

TAMAÑO







## BUSTER Collar clásico, opaco

Collar protector desechable para perros.  
Una solución económica para evitar que el paciente alcance y dañe heridas en el cuerpo.


- Flexible y fácil de manejar
- Fácil de colocar en el paciente



Longitud



Apertura



Agujero del cuello


Cat. No	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273310	7.5 cm	7.5 cm / 3"	14-16 cm / 6"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273320	10 cm	10 cm / 4"	17-19 cm / 7"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273325	12.5 cm	12.5 cm / 5"	21-23 cm / 8-9"	9-10.5 cm / 4"	10/pzas
273330	15 cm	15 cm / 6"	25-29 cm / 10-11"	10-12 cm / 4-5"	10/pzas
273340	20 cm	20 cm / 8"	26-33 cm / 10-13"	10-13 cm / 4-5"	10/pzas
273350	25 cm	25 cm / 10"	33-41 cm / 13-16"	12-15 cm / 5-6"	10/pzas
273360	30 cm	30 cm / 12"	41-50 cm / 16-20"	15-18 cm / 6-7"	10/pzas
273368	35 cm	35 cm / 14"	48-54 cm / 19-21"	18-21 cm / 7-8"	1/pza
273367	40 cm	40 cm / 16"	54-66 cm / 21-26"	21-26 cm / 8-10"	1/pza
273369	Paq. de inicio, tam. 7,5 - 30 cm				7/pzas




## BUSTER Design Collar, Huesitos

El Collar de Diseño BUSTER transparente tiene un sistema de cierre rápido y sencillo "Clic".


El collar viene en un llamativo tema de huesos en colores llamativos.



Longitud



Apertura



Agujero del cuello

PROTECCION

COMODIDAD

CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO

DURABILIDAD

FACILIDAD DE USO

**7**  
TAMAÑOS

PAQ. DE INICIO

NO SE AGRIETA EN CLIMA FRÍO


Cat. No	Color	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273731	● Turquesa	7.5 cm	7.5 cm / 3"	15-17 cm / 6-7"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273732	● Morado	10 cm	10 cm / 4"	17-19 cm / 7"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273733	● Naranja	12.5 cm	12.5 cm / 5"	19-23 cm / 7-9"	9-10.5 cm / 4"	10/pzas
273734	● Verde	15 cm	15 cm / 6"	24-28 cm / 9-11"	10-12 cm / 4-5"	10/pzas
273735	● Amarillo	20 cm	20 cm / 8"	32-35 cm / 13-14"	12-14 cm / 5-6"	10/pzas
273736	● Rojo	25 cm	25 cm / 10"	36-43 cm / 14-17"	14-16 cm / 6"	10/pzas
273737	● Azul oscuro	30 cm	30 cm / 12"	42-51 cm / 17-20"	15-18 cm / 6-7"	10/pzas
273538	Paq. de inicio, tam. 7.5 - 30 cm					7/pzas




## BUSTER Clic Collar

El rápido y sencillo sistema de cierre "Clic" hace que la colocación del collar sea muy fácil.


El material suave y flexible es totalmente transparente, lo que permite que la mascota tenga una visión panorámica.



Longitud



Apertura




Agujero del cuello

Cat. No	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273480	7.5 cm	7.5 cm / 3"	15-17 cm / 6-7"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273481	10 cm	10 cm / 4"	17-19 cm / 7"	7-8 cm / 3"	10/pzas
273482	12.5 cm	12.5 cm / 5"	19-23 cm / 7-9"	9-10.5 cm / 4"	10/pzas
273483	15 cm	15 cm / 6"	24-28 cm / 9-11"	10-12 cm / 4-5"	10/pzas
273484	20 cm	20 cm / 8"	32-35 cm / 13-14"	10-13 cm / 4-5"	10/pzas
273485	25 cm	25 cm / 10"	36-43 cm / 14-17"	12-15 cm / 5-6"	10/pzas
273486	30 cm	30 cm / 12"	42-51 cm / 17-20"	15-18 cm / 6-7"	10/pzas
273488	35 cm	35 cm / 14"	48-54 cm / 19-21"	18-21 cm / 7-8"	1/pzas
273487	40 cm	40 cm / 16"	54-66 cm / 21-26"	21-26 cm / 8-10"	1/pzas
273489	Paq. de inicio, tam.7.5 - 30 cm				7/pzas




## BUSTER Clic Collar, para braquicéfalo


Este collar es especialmente adecuado para perros braquicéfalos. Ya no tienes que ajustar y cortar un collar de perro original.



Longitud



Apertura



Agujero del cuello

PROTECCION
 COMODIDAD
 CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO
 DURABILIDAD
 FACILIDAD DE USO
 9/4 TAMAÑOS
 

 PAQ. DE INICIO
 NO SE AGRIETA EN CLIMA FRÍO


Cat. No	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273500	XCH	10 cm / 4"	17-20 cm / 7-8"	8-9 cm / 3-4"	10/pzas
273501	CH	12 cm / 5"	23-25 cm / 9-10"	9.5-10.5 cm / 4"	10/pzas
273502	M	16 cm / 6"	30-33 cm / 12-13"	12-14 cm / 5-6"	10/pzas
273503	G	20 cm / 8"	36-40 cm / 14-16"	14-17 cm / 6-7"	10/pzas
273504	Paq. de inicio, tam. 2 x XCH, 3 x CH, 3 x M, 2 x G				10/pzas

ELECCIÓN ESTABLECIDA




## BUSTER Collar para conejo


Collar protector para conejos.  
Fabricado en polietileno flexible y resistente.  
Una solución económica para evitar que el conejo llegue a las heridas.



Longitud



Apertura



Agujero del cuello

PROTECCION  
 COMODIDAD  
 CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO  
 DURABILIDAD  
 FACILIDAD DE USO  
**1 TAMAÑO**  
  
**NO SE AGRIETA EN CLIMA FRÍO**

Cat. No	Tamaño	Longitud	Apertura	Agujero del cuello	Paquete
273390	Talla única	5 cm / 2"	23.5-30 cm / 9-12"	13-16 cm / 5-6"	10/pzas

ELECCIÓN ESTABLECIDA



## BUSTER Collar para pájaros

Collar transparente desechable para pájaros que evita que el animal se pellizque las plumas y las heridas.  
El collar es fácil de colocar en el ave con una grapadora de oficina.



Longitud

PROTECCION  
 COMODIDAD  
 CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO  
 DURABILIDAD  
 FACILIDAD DE USO  
**4 TAMAÑOS**  
  
**PAQ. DE INICIO**  
**NO SE AGRIETA EN CLIMA FRÍO**

Cat. No	Tamaño	Longitud	Paquete
273375	XCH	80 mm / 3"	10/pzas
273376	CH	100 mm / 4"	10/pzas
273377	M	140 mm / 6"	10/pzas
273378	G	200 mm / 8"	10/pzas
273372	Paq. de inicio, tam. 5 x XCH, 5 x CH, 3 x M, 2 x G		15/pzas



## Perchero para Collares


Rack para guardar y exhibir collares BUSTER en la clínica. Fabricado en acero inoxidable y apto para siete tamaños.

Cat. No	Tamaño	Paquete
273370	87 cm / 34.3"	1/pza




## BUSTER Collar Inflable, PVC

Collar inflable suave y cómodo que evita que la mascota alcance heridas y lesiones. La bolsa interna se infla a través de una válvula de aire y está protegida por una cubierta exterior de PVC para resistir mordeduras y rasguños.



Diámetro externo



Diámetro interno


PROTECCION
 COMODIDAD
 CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO
 DURABILIDAD
 FACILIDAD DE USO
 5 TAMAÑOS

Cat. No	Tamaño	Diámetro externo	Diámetro interno	Paquete
279814	XCH	14 cm / 6"	4 cm / 2"	1/pza
279815	CH	22 cm / 9"	7 cm / 3"	1/pza
279816	M	25.5 cm / 10"	11 cm / 4"	1/pza
279817	G	30 cm / 12"	16 cm / 6"	1/pza
279818	XG	44 cm / 17"	22 cm / 9"	1/pza



## BUSTER Body Suit para perros, EasyGo

El suave y cómodo traje de cuerpo BUSTER se puede usar para protección y comodidad después de una cirugía o para perros con afecciones de la piel.



PROTECCION
 COMODIDAD
 CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO
 DURABILIDAD
 FACILIDAD DE USO
 9 TAMAÑOS

Cat. No	Tamaño	Longitud	Circunferencia del torax	Circunferencia del abdomen	Paquete
273951	XXXCH	25 cm / 10"	30 cm / 12"	26 cm / 10"	1/pza
273952	XXCH	32 cm / 13"	38 cm / 15"	34 cm / 13"	1/pza
273953	XCH	38 cm / 15"	46 cm / 18"	42 cm / 17"	1/pza
273954	CH	41 cm / 16"	54 cm / 21"	50 cm / 20"	1/pza
273955	M	45 cm / 18"	58 cm / 23"	52 cm / 20"	1/pza
273956	G	52 cm / 20"	62 cm / 24"	56 cm / 22"	1/pza
273957	XG	62 cm / 24"	70 cm / 28"	64 cm / 25"	1/pza
273958	XXG	73 cm / 29"	78 cm / 31"	70 cm / 28"	1/pza
273959	XXXG	75 cm / 30"	86 cm / 34"	76 cm / 30"	1/pza

Tachuelas y cierres táctiles para un ajuste fácil y una seguridad óptima



Abertura de cola extendida para sostener al perro cuando la naturaleza llama

Agujero para orinar para perros machos



## BUSTER Body Suit EasyGo para gatos

El suave y cómodo traje de cuerpo BUSTER se puede usar para protección y comodidad después de una cirugía o para gatos con afecciones de la piel.

- Tejido doble bajo el abdomen que permite introducir compresas en caso de pérdida de líquidos
- Apto para gatas y gatos machos
- Abertura de cola extendida para sostener al gato cuando la naturaleza llama



PROTECCION

COMODIDAD

CUMPLIMIENTO DEL PROPIETARIO

DURABILIDAD

FACILIDAD DE USO

**4**

TAMAÑOS

Cat. No	Tamaño	Longitud	Circunferencia del torax	Circunferencia del abdomen	Paquete
273960	XXXCH	27.5 cm / 11"	36 cm / 14"	30 cm / 12"	1/pza
273961	XXCH	33 cm / 13"	42 cm / 17"	36 cm / 14"	1/pza
273962	XCH	38.5 cm / 15"	46 cm / 18"	40 cm / 16"	1/pza
273963	CH	43.5 cm / 17"	52 cm / 20"	46 cm / 18"	1/pza



KRUUSE Dental



Equipo de examen oral

---

Raspadores y Curetas

---

Elevadores de periostio

---

Ascensores

---

Luxadores

---

Pinzas

---

Conjuntos de extracción

---

Accesorios

---

## KRUUSE Abrebocas

Las mordazas bucales son herramientas invaluable para el médico de animales pequeños para el examen de la cavidad oral, el tratamiento dental y la cirugía oral.



Cat. No	Tipo	Tamaño	Paquete
282410	Delgado	50 mm / 2"	1/pza
282411	Delgado	80 mm / 3.2"	1/pza
282412	Delgado	120 mm / 4.7"	1/pza
282413	Fuerte	70 mm / 2.8"	1/pza
282414	Fuerte	90 mm / 3.5"	1/pza
282415	Fuerte	120 mm / 4.7"	1/pza
282416	Fuerte	170 mm / 6.7"	1/pza

## KRUUSE Abreboca para roedores

La popular mordaza de mesa para conejos y roedores tiene una base de teflón, que ayuda a mantener caliente al paciente durante el procedimiento dental. Presenta muchas posibilidades de ajustes en altura y ángulos para el posicionamiento correcto de la cabeza. Se puede limpiar y esterilizar en autoclave.



Cat. No	Tipo	Tamaño base	Paquete
282318	Acero inoxidable y teflón	250 mm / 9.8"	1/pza

## KRUUSE Cortadora de molares de conejo

Utilice este cortador de molares como primer paso para recortar muelas demasiado largas. Tenga mucho cuidado de no causar la fractura del diente o cualquier daño al tejido blando circundante.

El uso del cortador de molares antes de seguir recortando el diente con la fresa, disminuye el tiempo de trabajo y reduce el riesgo de sobrecalentamiento del diente.



Cat. No	Largo total	Paquete
282320	140 mm / 5.5"	1/pza
282316	170 mm / 6.7"	1/pza

## KRUUSE Raspador de sarro

El raspador de hoz con hoja curva tiene dos filos que terminan en una punta afilada. Para la eliminación de cálculos en espacios interdientales y supragingivales.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo, ambos lados	Long. manija	Largo total	Paquete
282382	Perro, doble terminación	Agudo, ángulo 160°	100 mm / 3.9"	165 mm / 6.5"	1/pza
282398	Gato/perro pequeño, doble extremo	Agudo, ángulo 165°	100 mm / 3.9"	170 mm / 6.7"	1/pza

## KRUUSE Cureta


La cureta se utiliza para la limpieza y eliminación de residuos y cálculos en bolsas periodontales y áreas subgingivales. También es útil para los procedimientos de alisado radicular.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo, ambos lados	Long. manija	Largo total	Paquete
282384	Subgingival, 31/32, doble extremo	4.5 mm / 0.18", ángulo 150°	100 mm / 3.9"	160 mm / 6.3"	1/pza
282399	Gato/perro pequeño, 13/14, doble punta	3 mm / 0.12", ángulo 160°	100 mm / 3.9"	160 mm / 6.3"	1/pza

## KRUUSE Elevador de periostio

Apto para gatos y razas de perros pequeños.  
El elevador tiene bordes redondeados en ambos extremos.




Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo, extremo pequeño	Extremo de trabajo, extremo grande	Long. manija	Largo total	Paquete
282381	Doble extremo	3.5 mm / 0.14"	7 mm / 0.3"	100 mm / 3.9"	195 mm / 7.7"	1/pza
282396	Doble extremo	2 mm / 0.08"	2 mm / 0.08"	100 mm / 3.9"	170 mm / 6.7"	1/pza


## KRUUSE Elevador de periostio, muda

Adecuado para razas de perros grandes.  
Este elevador de periostio tiene un extremo redondo y uno puntiagudo.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo, extremo puntiagudo	Extremo de trabajo, extremo redondo	Long. manija	Largo total	Paquete
282390	No 9, doble extremo	1.7 mm / 0.07"	1.3 mm / 0.05"	100 mm / 3.9"	185 mm / 7.3"	1/pza






## KRUUSE Ascensor, alado

El elevador alado le proporciona una cuchilla muy afilada y las alas laterales se adaptan a la forma del diente.

Esta combinación ayudará a estirar y cortar los ligamentos periodontales.

El elevador está disponible con manija estándar y rechoncho.



Mango rechoncho



Mango estándar



1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo	Ancho del mango	Long. mango	Largo total	Paquete
282330	Mango estándar	1.5 mm / 0.06"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282331	Mango estándar	2.5 mm / 0.1"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282332	Mango estándar	3.5 mm / 0.14"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282333	Mango estándar	4.5 mm / 0.18"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282334	Mango estándar	5.5 mm / 0.22"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282335	Mango estándar	6.5 mm / 0.26"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza
282336	Mango rechoncho	1.5 mm / 0.06"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282337	Mango rechoncho	2.5 mm / 0.1"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282338	Mango rechoncho	3.5 mm / 0.14"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282339	Mango rechoncho	4.5 mm / 0.18"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282340	Mango rechoncho	5.5 mm / 0.22"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282341	Mango rechoncho	6.5 mm / 0.26"	28 mm / 1.1"	75 mm / 3"	120 mm / 4.7"	1/pza

## Elegir el mango del tamaño correcto: ¿mango estándar o rechoncho (corto)?



**Mango estándar:**  
Perfecto



**Mango estándar:**  
Demasiado largo



**Mango rechoncho:**  
Perfecto



**Mango rechoncho:**  
Demasiado corto

Es una gran ventaja tener dos tamaños y mangos diferentes para elegir, al seleccionar sus luxadores/elevadores.

Es importante que el instrumento se ajuste al tamaño de su mano para un control total. Si puede poner el extremo romo del mango en la palma de su mano y casi alcanza la punta del instrumento con su dedo índice, el instrumento dental tiene el tamaño adecuado para su mano. Si no, cambie el tamaño a un mango más grande o más pequeño.

## KRUUSE Elevador, punta recta

Este elevador tiene la misma función que un elevador dental normal, pero es delgado y angosto y tiene una hoja más larga para facilitar la extracción de raíces o fragmentos óseos.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo	Ancho del mango	Long. mango	Largo total	Paquete
282347	Mango rechoncho	1 mm / 0.04"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.3"	120 mm / 4.7"	1/pza
282348	Mango rechoncho	2 mm / 0.08"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.3"	120 mm / 4.7"	1/pza

## KRUUSE Elevador de raíz dental, punta recta

Este instrumento es muy afilado y se requiere precaución al usarlo. Instrumento muy útil para la extracción de dientes de gato y puntas de raíces rotas.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo	Ancho del mango	Long. mango	Largo total	Paquete
282354	Mango estándar	3 mm / 0.12"	25 mm / 1"	102 mm / 4"	150 mm / 5.9"	1/pza

## KRUUSE Luxador

El luxador se utiliza paralelo al eje del diente. Insértelo en el espacio periodontal y presione hacia el ápice de la raíz. Mueva el luxador con movimientos ligeramente vibratorios y asegúrese de no girarlo, ya que esto puede causar la destrucción del metal en la punta fina y puntiaguda.



1 mm



2 mm



3 mm



4 mm



5 mm

Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo	Ancho del mango	Long. mango	Largo total	Paquete
282342	Mango rechoncho	1 mm / 0.04"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.8"	120 mm / 4.7"	1/pza
282343	Mango rechoncho	2 mm / 0.08"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.8"	120 mm / 4.7"	1/pza
282344	Mango rechoncho	3 mm / 0.12"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.8"	120 mm / 4.7"	1/pza
282345	Mango rechoncho	4 mm / 0.16"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.8"	120 mm / 4.7"	1/pza
282346	Mango rechoncho	5 mm / 0.2"	28 mm / 1.1"	75 mm / 2.8"	120 mm / 4.7"	1/pza

## KRUUSE Raspador dental para conejos y roedores

La escofina regular está disponible en 2 anchos, estrecho y ancho.



Cat. No	Tipo	Extremo de trabajo	Long. mango	Largo total	Paquete
282303	Angosto	20 mm / 0.8"	100 mm / 3.9"	180 mm / 7.1"	1/pza
282304	Amplio	-	-	-	1/pza

## KRUUSE Set para conejos y roedores

Juego completo de 8 piezas de instrumentos dentales para roedores para realizar exámenes y tratamientos bucales.

■ El conjunto se entrega en una caja negra.

### El conjunto consta de:

- 282300: KRUUSE Luxador de incisivos
- 282301: KRUUSE Luxador molar
- 282302: KRUUSE Espátula
- 282307: KRUUSE Dilatador de mejillas, CH
- 282308: KRUUSE Dilatador de mejillas, M
- 282314: KRUUSE Mordaza para roedores con alambre
- 282315: KRUUSE Mordaza para roedores
- 282317: KRUUSE Pinzas para extracción de dientes molares de conejo



Cat. No

282319

Paquete

1/pza

## KRUUSE Juego de elevadores, alados con manija rechoncha

Juego completo de 6 elevadores con manijas rechonchas. Este juego se entrega en una caja de cartón negra o en una caja de acero inoxidable.

### El conjunto consta de:

- 282336: KRUUSE Elevador con alas, 1,5 mm / 0,06", mango corto
- 282337: KRUUSE Elevador con alas, 2,5 mm / 0,1", mango corto
- 282338: KRUUSE Elevador con alas, 3,5 mm / 0,14", mango corto
- 282339: KRUUSE Elevador con alas, 4,5 mm / 0,18", mango corto
- 282340: KRUUSE Elevador con alas, 5,5 mm / 0,22", mango corto
- 282341: KRUUSE Elevador con alas, 6,5 mm / 0,26", mango corto



Cat. No

Tipo

282363 Caja de cartón negra

282356 Caja de acero inoxidable

Paquete

1/pza

1/pza

## KRUUSE Juego de instrumentos para dientes temporales

El juego de instrumental para dientes de leche de 5 instrumentos es complementario a un juego de extracción regular y consta de instrumentos para extraer dientes temporales. También se puede utilizar para conejos y roedores grandes.

- El conjunto se entrega en una caja de cartón negra.

### El conjunto consta de:

282391-292393: KRUUSE Elevador de hoja caduca curvo, CH, M, G

282394: KRUUSE Pinzas de extracción, en ángulo recto

282390: KRUUSE Elevador de periostio, muda, n.º 9



Cat. No

282359

Paquete

1/pza

## KRUUSE Juego de instrumentos para felinos

El set felino está especialmente diseñado para gatos y perros pequeños. La combinación permite al médico realizar un examen oral completo y realizar la limpieza de todas las superficies dentales, supra y subgingivalmente y la extracción del diente.

- El conjunto se entrega en una caja de cartón negra.

### El conjunto consta de:

282347-282348: KRUUSE Punta recta para elevador, 1 mm/0,03" y 2 mm/0,08", mango corto

282395: KRUUSE Explorador y sonda de medición, gato/perro pequeño

282400: KRUUSE Pinzas de extracción, CH, gato/perro pequeño

282396: KRUUSE Elevador de periostio, extremo doble, gato/perro pequeño

282397: KRUUSE Sonda de lesión de reabsorción

282398: KRUUSE Escalador de hoz, gato/perro pequeño

282399: KRUUSE Cureta, gato/perro pequeño



Cat. No

282366

Paquete

1/pza

## KRUUSE Juego de extracción de elevadores con alas con mangos rechonchos

Un conjunto general de instrumentos regulares para la extracción de dientes.  
Para instrumentos felinos más pequeños, consulte el Cat. No 282366.

### El conjunto consta de:

282336-282341: KRUUSE Elevador alado, 1,5-6,5 mm / 0,06-0,26", mango corto

282381: KRUUSE Elevador de periostio, dos extremos

282387: KRUUSE Pinzas de extracción

282408: KRUUSE Portaagujas, Neivert

282349: KRUUSE Pinzas para tejidos, Adson Brown

282409: KRUUSE Tijeras, Le Grange, dentadas

282350: KRUUSE Mango de hoja de bisturí, n.º 3



Cat. No

282365

Paquete

1/pza

## KRUUSE Caja de instrumentos

Guarde sus luxadores y extractores en este maletín de instrumentos esterilizable en autoclave.



Cat. No

282369

Tamaño

165 x 140 x 37 mm / 6.5 x 5.5 x 1.5"

Paquete

1/pza

## KRUUSE Ángulo profiláctico oscilante con copa



El primer y único ángulo profiláctico diseñado ergonómicamente con un movimiento giratorio alternativo de 90° "hacia adelante y hacia atrás" que brinda contacto y presión continuos sobre la superficie del diente sin atrapar el vello del hocico o los bigotes.

### Este movimiento oscilante patentado

- Elimina las salpicaduras de pasta profiláctica
- Evita la contaminación cruzada
- Elimina el calor por fricción, haciéndolo más amigable para la superficie del diente mientras protege el esmalte

Cat. No

282370

Paquete

100/pza



KRUUSE Rehabilitación



Protectores de articulaciones profesionales

Arneses de elevación

## KRUUSE Rehab Pro Protector de codo

El protector de codo se puede utilizar para compresión y soporte articular en relación con osteoartritis, lesiones de ligamentos y ED.

Debido a la amortiguación adicional en la punta del codo (olecranon), el protector de codo KRUUSE Rehab Pro es adecuado para prevenir y aliviar los problemas del codo relacionados con la presión. El protector de codo proporciona compresión y calor a la articulación, lo que puede aliviar el dolor y la incomodidad.

Los problemas de codo a menudo son bilaterales y, por esa razón, se puede conectar el protector de codo KRUUSE Rehab Pro izquierdo y derecho si es necesario.

### Instrucciones de uso

La parte acolchada se coloca en la punta del codo y el protector se sujeta con las dos correas alrededor de la pierna.

La correa de anclaje se asegura en la pata delantera contralateral y la correa sobre la espalda del perro se ajusta a la longitud correcta.

### Material

80% neopreno, 11% poliamida, 9% poliéster.



		XXCH	XCH	CH	M	G	XG	XXG
KRUUSE Rehab Pro Protector de codo Tabla de tamaños	A	7.5 cm / 3"	8.5 cm / 3.3"	9.5 cm / 3.7"	10 cm / 4"	12 cm / 4.7"	14 cm / 5.5"	16 cm / 6.3"
	B	6 cm / 2.4"	7 cm / 2.8"	8 cm / 3.1"	9 cm / 3.5"	10 cm / 4"	11 cm / 4.3"	12 cm / 4.7"
	C	4.5 cm / 1.8"	5 cm / 2"	6.5 cm / 2.5"	7.5 cm / 3"	8 cm / 3.1"	9 cm / 3.5"	10 cm / 4"
	D	9.5 cm / 3.7"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"	13 cm / 5"	15 cm / 6"	18 cm / 7"	20 cm / 7.9"
Cat. No izq.	Cat. No der.	Adecuado para					Tamaño	Paquete
279562	279550	Boston Terrier, Cairn Terrier, Lhasa Apso, Shih Tzu					XXS	1/pza
279563	279551	Cocker Spaniel, Whippet, Terrier Irlandés, Sheltie					XS	1/pza
279564	279552	Collie, Springer Spaniel, Border Collie, Boston Terrier					S	1/pza
279565	279553	Labrador Retriever, Dálmata, Boxer					M	1/pza
279566	279554	Rottweiler, Pastor Alemán, Golden Retriever, Rhodesian Ridgeback					L	1/pza
279567	279555	Rottweiler grande, Pastor alemán grande, Golden Retriever grande, Leonberger					XL	1/pza
279568	279556	Gran Danés, Berner Sennen, Mastín, Newfoundland, Wolfhound irlandés					XXL	1/pza

## KRUUSE Rehab Protector de rodilla

El protector de rodilla se puede utilizar antes y después de la cirugía, y en casos de artritis crónica, lesiones de ligamentos cruzados, lesión de meniscos, problemas de rótula, tendinitis, etc.

### Instrucciones de uso


El protector de rodilla debe levantarse a lo largo de la pierna para colocarlo correctamente. Esto se hace estirando el protector de rodilla sobre la pierna del perro para cubrir la rodilla del perro correctamente. Pase la correa blanda de bucle que sujeta el protector debajo del abdomen sobre la espalda y fijela en la parte de gancho en el lado exterior del protector.

### Material

80% neopreno, 11% nailon, 9% poliéster.

### Instrucciones de limpieza

Lavar a mano y secar al aire.



KRUUSE Rehab Tabla de tallas de rodilleras		XXXCH	XXCH	XCH	CH	M	G	XG	XXG
<b>A</b>	Largo total	7 cm / 3"	12 cm / 4.7"	20.5 cm / 8.1"	25 cm / 9.8"	26.5 cm / 10.4"	26.5 cm / 10.4"	33 cm / 13"	33 cm / 13"
<b>B</b>	Ancho, borde superior	6.5 cm / 2.5"	7.5 cm / 3"	11.5 cm / 4.5"	13.5 cm / 5.3"	14.5 cm / 5.7"	15.5 cm / 6.1"	17.5 cm / 6.9"	18.5 cm / 7.3"
<b>C</b>	Ancho, parte media	5 cm / 2"	6 cm / 2.4"	8 cm / 3.1"	10 cm / 4"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"	12 cm / 4.7"	13 cm / 5.1"
<b>D</b>	Ancho, dobladillo inferior	4.5 cm / 1.8"	5 cm / 2"	5 cm / 2"	5.5 cm / 2.2"	6 cm / 2.4"	6.5 cm / 2.6"	7 cm / 2.6"	8 cm / 3.1"
<b>E</b>	Ancho, punto más ancho	7 cm / 2.8"	9 cm / 3.5"	15 cm / 5.9"	16.5 cm / 6.5"	17.5 cm / 3.7"	18.5 cm / 7.3"	20.5 cm / 8"	21.5 cm / 8.5"
<b>F</b>	Correa, longitud completa	50 cm / 19.7"	55 cm / 21.7"	60 cm / 23.6"	61 cm / 24"	90 cm / 35.4"	91 cm / 35.8"	96 cm / 37.8"	96.5 cm / 38"
Cat. No izq.	Cat. No der.	Adecuado para						Tamaño	Paquete
279944	279945	Chihuahua, Barbilla Japonesa, Maltés, Yorkshire Terrier, Papillon						XXXCH	1/pza
279942	279943	Bichon Frisé, Coton de Tulear, Shih Tzu, Spaniel tibetano						XXCH	1/pza
279849	279850	Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier, Cavalier King Charles Spaniel						XCH	1/pza
279851	279852	Kelpie, Whippet, Beagle, Boston Terrier						CH	1/pza
279853	279854	Labrador Retriever, Border Collie, Springer Spaniel, Pastor Australiano						M	1/pza
279855	279856	Pastor Alemán, Rottweiler Hembra, Bóxer, Husky Siberiano						G	1/pza
279857	279858	Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Akita, Bloodhound						XG	1/pza
279885	279886	Rottweiler grande, Bernese Mountain Dog grande, Gran danés, Leonberger						XXG	1/pza



## KRUUSE Rehab Arnés de elevación

El arnés de elevación KRUUSE Rehab para patas traseras o delanteras ayuda a los animales con problemas relacionados con la edad o cualquier lesión o problema de movilidad, que van desde problemas neurológicos, deficiencias, debilidad general y la necesidad de subir escaleras con seguridad.

### Características

- Mangos suaves y flexibles para mayor comodidad
- Cierre de contacto para un ajuste seguro y regulable
- Cinta reflectante para una mejor visibilidad
- Correas ajustables para ayudarlo a mantenerse erguido
- Las manijas permiten el paso libre de las correas para mejorar la movilidad

**KRUUSE Rehab Arnés de elevación es una ayuda eficaz para caminar para animales con**

- Atritis
- Displasia de cadera
- Trauma espinal
- Fatiga general


El arnés de elevación KRUUSE Rehab ayuda a prevenir lesiones en la espalda de los dueños de mascotas por levantar mascotas de manera incorrecta. Perros y gatos pueden ser apoyados por el arnés cuando la naturaleza llama.

### Material

62% neopreno, 38% nailon.




## KRUUSE Rehab Arnés de elevación para patas delanteras



Cat. No	Tipo	A Pecho	B Pata delantera	Tamaño	Paquete
161577	Patas delanteras	40-46 cm / 15.7-18.1"	24-26 cm / 9.5-10.2"	XCH	1/pza
161578	Patas delanteras	44-52 cm / 17.3-20.5"	28-32 cm / 11-12.6"	CH	1/pza
161579	Patas delanteras	52-62 cm / 20.5-24.4"	34-38 cm / 13.4-15"	M	1/pza
161581	Patas delanteras	62-74 cm / 24.4-29.1"	44-48 cm / 17.3-18.9"	G	1/pza
161582	Patas delanteras	74-86 cm / 29.1-33.9"	54-58 cm / 21.3-22.8"	XG	1/pza

## KRUUSE Rehab Arnés de elevación para patas traseras



Cat. No	Tipo	C Abdomen	D Parte sup. muslo	Tamaño	Paquete
161585	Patas traseras	30-36 cm / 11.8-14.2"	28-32 cm / 11-12.6"	XCH	1/pza
161586	Patas traseras	36-46 cm / 14.2-18.1"	33-37 cm / 13-14.6"	CH	1/pza
161587	Patas traseras	43-51 cm / 17-20.1"	38-42 cm / 14.9-16.5"	M	1/pza
161588	Patas traseras	51-61 cm / 20.1-24"	48-52 cm / 18.9-20.5"	G	1/pza
161589	Patas traseras	61-73 cm / 24-28.7"	54-58 cm / 21.3-22.8"	XG	1/pza



KRUUSE Equipo  
clínico



Jaulas

---

Accesorios para jaulas

---

Camilla

---

# KRUUSE Equipo clínico

El manejo correcto y la hospitalización de los pacientes pueden influir significativamente en el resultado. Nuestro objetivo es proporcionar equipos de alta calidad para la mejor práctica veterinaria.



## BUSTER Jaula para UCI, portátil

Las jaulas de UCI BUSTER se utilizan para brindar atención de la más alta calidad a pacientes pequeños en estado crítico para terapia de oxígeno, calentamiento o enfriamiento.

### Terapia de oxígeno controlable

- Permite el uso de medicamentos nebulizados
- Puerto de suministro de oxígeno
- Plegable para fácil almacenamiento y configuración en cualquier lugar
- Utilizar los diferentes venturis para dar la concentración de oxígeno adecuada

### La jaula incluye un kit de accesorios compuesto por:

- 6 venturi: 1 de cada color: verde, rojo, amarillo, blanco, azul y 1 blanco sin agujeros
- 1 nebulizador
- 1 pieza en T
- 1 gorra
- Tubo de oxígeno de 1 m / 3,3 pies

### Especificaciones

- Revestimiento de PVC para facilitar la limpieza
- Marco de soporte interno con recubrimiento de polvo
- Cabe dentro de jaulas estándar de acero inoxidable para salas
- Calentamiento o enfriamiento con paquetes de gel o almohadilla térmica eléctrica

Cat. No	Tipo	Tamaño	Paquete
271711	Sin esterilla térmica eléctrica	CH, 45 x 35 x 35 cm / 1.7 x 13.8 x 13.8"	1/pza
271717	Sin esterilla térmica eléctrica	M, 60 x 45 x 45 cm / 23.6 x 17.7 x 17.7"	1/pza
271718	Sin esterilla térmica eléctrica	G, 110 x 65 x 65 cm / 43.3 x 25.6 x 25.6"	1/pk
271712	Con esterilla térmica eléctrica	M, 60 x 45 x 45 cm / 23.6 x 17.7 x 17.7"	1/pza
271713	Con esterilla térmica eléctrica	G, 110 x 65 x 65 cm / 43.3 x 25.6 x 25.6"	1/pza



## BUSTER Colchón para perrera UCI

El colchón es fácil de limpiar y se entrega con paquetes de gel. Los paquetes de gel se calientan en un horno de microondas o se enfrían en el congelador.

Cat. No	Tamaño	Paquete
271720	CH, 46 x 31 cm / 18.1 x 12.2"	1/pza
271721	M, 63 x 44 cm / 24.8 x 17.3"	1/pza
271222	M/G, 66 x 60 cm / 26 x 23.6"	1/pza
271723	XG, 106 x 62 cm / 41.7" x 24.4"	1/pza



## BUSTER Colchoneta térmica UCI, 12 V

Almohadilla térmica suave y flexible con ajustes de calor de 35 °C a 45 °C.

- Se puede limpiar con desinfectantes
- Resistente al agua
- Se puede configurar de 1 a 9 horas
- Soporte para funcionamiento continuo

Cat. No	Tamaño	Paquete
271715	40 x 30 x 3.5 cm / 15.7 x 11.8 x 1.4"	1/pza



## BUSTER Camilla para animales

Armazón hecho de metal liviano cubierto con tela de nailon. Camilla de alta resistencia, reforzada con tela laminada de vinilo. La camilla está equipada con dos correas con cierre de velcro para asegurar al paciente.

Cat. No	Tamaño	Paquete
280706	120 x 50 cm / 47.2 x 19.7"	1/pza



## BUSTER Correas para camilla de animales

Cat. No	Paquete
280708	Juego de 2 uds.



# BUSTER Aseo y cuidado



Cortauñas

---



## KRUUSE Cortauñas

Cortauñas para uñas y garras.

Cat. No	Tipo	Material	Tamaño	Paquete
131325	Perro	Acero inoxidable	11 cm / 4.3"	1/pza
131410	Gato	Acero inoxidable	7.5 cm / 3"	1/pza



# KRUUSE en México



¡Ahora más cerca de ti con una red de distribución más amplia!

 <b>Bubastis</b> <small>DISTRIBUIDORA VETERINARIA</small>  55 4823 3223	 <b>CEDIVET</b>  662 241 8267	 <b>DISMAB</b> <small>PRODUCTOS VETERINARIOS</small>  72 2204 0022	 <b>DYSVET</b>  993 354 8594	 <b>DISTRIBUIDORA SANTA MARÍA</b>  961 215 0886
--	---	---	---	---

<b>distrito vet</b>  33 3110 0174	 <b>DIVEPEEK</b> <small>Productos Veterinarios Especializados</small>  77 7382 5476	 <b>FARR/ETA</b> <small>INSTRUMENTAL</small>  442 215 9982	 <b>FER</b> <small>DISTRIBUIDORA VETERINARIA</small>  871 717 3668	 <b>Grupo Temozón</b> <small>Distribuidora Veterinaria</small>  999 195 0790	 <b>HUVICA</b> <small>Distribuidora Veterinaria</small>  55 5590 1201
 <b>Invett</b>  33 3826 5160	 <b>NUTRI VEt</b> <small>DISTRIBUIDORA VETERINARIA</small>  449 978 0031	 <b>PetZOO</b> <small>express</small>  55 2166 8390	 <b>RAMASA</b>  77 1107 1864	 <b>SurtiPet</b> <small>DISTRIBUIDOR VETERINARIO</small>  81 1367 3457	 <b>Vetta</b>  81 1789 9114

Compra en línea  
[distrito-vet.com](http://distrito-vet.com)